

Dentálny odsávací systém DO3 s integrovanou separáciou vzduchu a kvapaliny a prípravou pre pripojenie sedimentačného separátora amalgámu. Systém je určený pre stomatologické súpravy s mokrým aj suchým odsávaním. Verzie Basic a Standard s protihlukovou skrinkou sú vhodné aj na inštaláciu priamo v ordinácií.



Moderné ovládacie rozhranie pomocou dotykovkej obrazovky slúži užívateľovi na okamžitú kontrolu práce odsávacieho systému, zobrazuje pripomienky pravidelnej údržby a technikovi umožňuje komplexnú diagnostiku zariadenia.

DO 3 BASIC - 300 l/min

DO 3 STANDARD - 600 l/min

DO 3 ADVANCED - 900 l/min

Basic

	DO 3 Z BASIC	DO 3 BASIC	DO 3 ZA BASIC	DO 3 A BASIC
Skrinka	✗	✓	✗	✓
Počet stomatologických súprav	1	1	1	1
Menovité napätie / frekvencia	230 V / 50 (60) Hz	230 V / 50 (60) Hz	230 V / 50 (60) Hz	230 V / 50 (60) Hz
Režim prevádzky	S3 - prerušovaný	S3 - prerušovaný	S3 - prerušovaný	S3 - prerušovaný
Maximálny podtlak	-130 mbar	-130 mbar	-130 mbar	-130 mbar
Hlučnosť	60 dB (A)	54 dB (A)	60 dB (A)	54 dB (A)
Hmotnosť	26 kg	36 kg	25 kg	41 kg
Rozmer	520 x 420 x 360 mm	545 x 445 x 405 mm	820 x 420 x 360 mm	845 x 445 x 405 mm

	DO 3 Z BASIC	DO 3 BASIC	DO 3 ZA BASIC	DO 3 A BASIC
Výkonnosť na spojke veľkej kanyly	300 l.min ⁻¹	300 l.min ⁻¹	300 l.min ⁻¹	300 l.min ⁻¹
Príprava na separátor amalgámu (sedimentačný)	X	X	X	X

Standard

	DO 3 Z STANDARD	DO 3 STANDARD	DO 3 ZA STANDARD	DO 3 A STANDARD
Skrinka	✗	✓	✗	✓
Počet stomatologických súprav	1-2	1-2	1-2	1-2
Menovité napätie / frekvencia	230 V / 50 (60) Hz	230 V / 50 (60) Hz	230 V / 50 (60) Hz	230 V / 50 (60) Hz
Režim prevádzky	S1 - 100 %	S1 - 100 %	S1 - 100 %	S1 - 100 %
Maximálny podtlak	-160 mbar	-160 mbar	-160 mbar	-160 mbar
Hlučnosť	62 dB (A)	55 dB (A)	62 dB (A)	55 dB (A)
Hmotnosť	25 kg	35 kg	29 kg	44 kg
Rozmer	520 x 420 x 360 mm	545 x 445 x 405 mm	820 x 420 x 360 mm	845 x 445 x 405 mm
Výkonnosť na spojke veľkej kanyly	600 l.min ⁻¹	600 l.min ⁻¹	600 l.min ⁻¹	600 l.min ⁻¹
Príprava na separátor amalgámu (sedimentačný)	✗	✗	✓	✓

Advanced

	DO 3 Z ADVANCED	DO 3 ZA ADVANCED
Skrinka	✗	✗
Počet stomatologických súprav	3-4	3-4
Menovité napätie / frekvencia	230 V / 50 (60) Hz	230 V / 50 (60) Hz
Režim prevádzky	S1 - 100 %	S1 - 100 %
Maximálny podtlak	-200 mbar	-200 mbar
Hlučnosť	64 dB (A)	64 dB (A)
Hmotnosť	41 kg	46 kg
Rozmer	590 x 540 x 360 mm	890 x 540 x 360 mm
Výkonnosť na spojke veľkej kanyly	900 l.min ⁻¹	900 l.min ⁻¹
Príprava na separátor amalgámu (sedimentačný)	✗	✓

- Údaje o hmotnosti a rozmeroch sú informatívneho charakteru, závisia od konkrétneho prevedenia daného výrobku

- Zmena technických parametrov vyhradená

Fotogaléria





EKOM spol. s r.o., Priemyselná 5031/18, 921 01 Piešťany, Slovak Republic
T +421 33 7967 211, F +421 33 7967 223, info@ekom.sk, www.ekom.sk

