

kreslo

SK 1.01



CHIRANA
Medical STARÁ
TURA



dôverujte
tradícii

Smile

kreslo SK 1.01

Je spoľahlivé, spĺňa tie najnáročnejšie požiadavky na ergonómiu práce lekára a komfort pacienta.

- Anatomický tvar opierky chrbta a sedáka bez „efektu vyzliekania“
 - Možnosť naprogramovania 4 nezávislých pracovných polôh
 - Elektronické, alebo mechanické ovládanie opierky hlavy
 - Polohovateľná opierka chrbta s tenkým profilom. Opierka chrbta v troch variantách:
 - 1) klasická, 2) široká, 3) klasická s nižším výrezom pre opierku hlavy
 - Tri varianty opierok rúk: 1) fixná ľavá, 2) vyklápacia dopredu pravá, 3) vyklápacia dozadu pravá i s možnosťou očalúnenia
 - Bezpečnostný systém zastavenia kresla
 - Vzducho, paropriepustný a bezšvový potah kresla, odolný proti oteru a pretrhnutiu
 - Hygienický potah pod nohy
 - Čistenie antibakteriálnymi a antimykotickými prostriedkami
 - Prívody energií pod predným krytom kresla
 - Nezávislý nožný ovládač umožňuje použiť kreslo SK1.01 spolu s rôznymi typmi súprav SMILE a inými stacionárnymi súpravami
 - Nosnosť kresla: 180 kg



- Výškové nastavenie kresla už od 42 cm

- Protišoková Trendelenburgova pozícia v nadštandardnom vybavení prináša maximálnu mieru bezpečnosti pre pacienta



NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN