


smile

FD



CHIRANA
Medical STARÁ
TURÁ

dôverujte
tradícii

Smile

Predstaviteľ súprav Smile určený pre prácu v stomatologických i ortodontických ambulanciách. Spĺňa najnáročnejšie požiadavky na ergonómiu práce lekára v ležiacej polohe pacienta. Variabilita technického riešenia súpravy umožňuje vytvorenie širokej škály požadovaných modifikácií.

- Otočný pohyb ramien stolíka lekára a sestry sprava doľava
- Ovládanie funkcií súpravy cez fóliovú klávesnicu stolíka lekára
- Regulácia rýchlosti mikromotora už od 60 ot/min pri nadštandardnom krútiacom momente
- Elektronická funkcia cyklického reverzovania mikromotora (Giromatic)
- Svetelná a akustická indikácia potreby ošetrovania nástroja (mazanie)
- Nastavenie výkonu nástrojov cez fóliovú klávesnicu, alebo proporcionálne nožným ovládačom
- Vyfukovanie cez nástroj (Chip blowing) spúšťané nožným ovládačom (bez časového obmedzenia)
- Automatické vyfukovanie cez nástroj (Chip blowing) po skončení práce s nástrojom
- Otočná porcelánová pluvadlová misa (smerom k pacientovi)
- Ovládanie kresla z troch miest: z klávesnice stolíka lekára, z klávesnice stolíka sestry i nožným ovládačom
- Prívody energií pod predným krytom kresla
- Široká škála farebných prevedení
- Možnosť kompletácie len s kreslom SK1.01

- Stolík sestry s fóliovou klávesnicou, hadicou odsliňovača a odsávačky
- Možnosť dokompletovania stolíka polymerizačnou lampou a striekačkou sestry

- Stolík lekára s fóliovou klávesnicou a možnosťou osadenia 5 nástrojov

