

## S&S Rádiológiai berendezések és Autoklávok 2025

|                                  |                                                                    | Netto/EUR    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Intraorális kamera FullHD</b> | Vezetékes, USB, Full HD, AF, Beépített egér, állítható LED fényerő | <b>1 200</b> |
| <b>RVG system 1. méret</b>       | 30x20mm aktív terület, 20x20um pixel méret, pixel szám 1500x1000   | <b>2 000</b> |
| <b>RVG system 2. méret</b>       | 33x25mm aktív terület, 20x20um pixel méret, pixel szám 1650x1250   | <b>2 400</b> |
| <b>Radiography RX70AC kocsis</b> | Mobil kocsis kivitelű röntgen egység, alacsony frekvenciás         | <b>1 870</b> |
| <b>Radiography RX70AC fali</b>   | Falra szerelhető röntgen egység, alacsony frekvenciás              | <b>1 680</b> |
| <b>Radiography RX70DC kocsis</b> | Mobil kocsis kivitelű röntgen egység, magas frekvenciás            | <b>2 300</b> |
| <b>Radiography RX70DC fali</b>   | Falra szerelhető röntgen egység, magas frekvenciás                 | <b>2 050</b> |
| <b>Phosphor plate scanner</b>    | Foszfórlémez szkennelési berendezés, 100% aktív felülettel         | <b>3 600</b> |



Intraorális kamera



RVG SYSTEM 1.méret



RVG SYSTEM 2. méret



Röntgen RX70 AC



Phosphor plate scanner



## S&S - fogászati kompresszorok 2025

| <br><b>MADE IN ITALY</b> |                                                                               | <b>Netto/EUR</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>AIR PRO ONE (25L tartály)</b>                                                                          |                                                                               |                  |
| <b>AIR PRO ONE</b>                                                                                        | Olajmentes, 25 L, kéthengeres, 1,5HP (70 L / 5 Bar)                           | <b>1055</b>      |
| <b>AIR PRO ONE + D</b>                                                                                    | Olajmentes, szárítós, 25 L, kéthengeres, 1,5HP (70 L / 5 Bar)                 | <b>1375</b>      |
| <b>AIR PRO ONE + S</b>                                                                                    | Olajmentes, hangszigetelt, 25 L, kéthengeres, 1,5HP (70 L / 5 Bar)            | <b>1695</b>      |
| <b>AIR PRO ONE + D + S</b>                                                                                | Olajmentes, szárítós, hangszigetelt, 25 L, kéthengeres, 1,5HP (70 L / 5 Bar)  | <b>2025</b>      |
| <b>AIR PRO TWO (25L tartály)</b>                                                                          |                                                                               |                  |
| <b>AIR PRO TWO</b>                                                                                        | Olajmentes, 25 L, kéthengeres, 1,5HP (100 L / 5 Bar)                          | <b>1165</b>      |
| <b>AIR PRO TWO + D</b>                                                                                    | Olajmentes, szárítós, 25 L, kéthengeres, 1,5HP (100 L / 5 Bar)                | <b>1495</b>      |
| <b>AIR PRO TWO + S</b>                                                                                    | Olajmentes, hangszigetelt, 25 L, kéthengeres, 1,5HP (100L / 5 Bar)            | <b>1795</b>      |
| <b>AIR PRO TWO + D + S</b>                                                                                | Olajmentes, szárítós, hangszigetelt, 25 L, kéthengeres, 1,5HP (100 L / 5 Bar) | <b>2125</b>      |
| <b>AIR PRO THREE (25L tartály)</b>                                                                        |                                                                               |                  |
| <b>AIR PRO THREE</b>                                                                                      | Olajmentes, 25 L, kéthengeres, 1,5HP (130 L / 5 Bar)                          | <b>1375</b>      |
| <b>AIR PRO THREE + D</b>                                                                                  | Olajmentes, szárítós, 25 L, kéthengeres, 1,5HP (130 L / 5 Bar)                | <b>1695</b>      |
| <b>AIR PRO THREE + S</b>                                                                                  | Olajmentes, hangszigetelt, 25 L, kéthengeres, 1,5HP (130L / 5 Bar)            | <b>2025</b>      |
| <b>AIR PRO THREE + D + S</b>                                                                              | Olajmentes, szárítós, hangszigetelt, 25 L, kéthengeres, 1,5HP (130 L / 5 Bar) | <b>2335</b>      |
| <b>AIR PLUS ONE (50L tartály)</b>                                                                         |                                                                               |                  |
| <b>AIR PLUS ONE</b>                                                                                       | Olajmentes, 50 L, kéthengeres, 1,5HP (150 L / 5 Bar)                          | <b>1755</b>      |
| <b>AIR PLUS ONE + D</b>                                                                                   | Olajmentes, szárítós, 50 L, kéthengeres, 1,5HP (150 L / 5 Bar)                | <b>2075</b>      |
| <b>AIR PLUS ONE + S</b>                                                                                   | Olajmentes, hangszigetelt, 50 L, kéthengeres, 1,5HP (150L / 5 Bar)            | <b>2495</b>      |
| <b>AIR PLUS ONE + D + S</b>                                                                               | Olajmentes, szárítós, hangszigetelt, 50 L, kéthengeres, 1,5HP (150 L / 5 Bar) | <b>2935</b>      |
| <b>AIR PLUS TWO (50L tartály)</b>                                                                         |                                                                               |                  |
| <b>AIR PLUS TWO</b>                                                                                       | Olajmentes, 50 L, kéthengeres, 2,5HP (225 L / 5 Bar)                          | <b>2095</b>      |
| <b>AIR PLUS TWO + D</b>                                                                                   | Olajmentes, szárítós, 50 L, kéthengeres, 2,5HP (225 L / 5 Bar)                | <b>2515</b>      |
| <b>AIR PLUS TWO + S</b>                                                                                   | Olajmentes, hangszigetelt, 50 L, kéthengeres, 2,5HP (225L / 5 Bar)            | <b>2795</b>      |
| <b>AIR PLUS TWO + D + S</b>                                                                               | Olajmentes, szárítós, hangszigetelt, 50 L, kéthengeres, 2,5HP (225 L / 5 Bar) | <b>3255</b>      |

\* Nagyobb levegő teljesítmények és tartályok megrendelésre (kérjen árajánlatot)



AIR PRO ONE



AIR PRO TWO + D (szárítós)



AIR PRO TWO + D + S (szárítós, hangszigetelt)



AIR PLUS ONE + D (szárítós)

## CHIRANA – KAVO licenz kézidarabok 2025

|                             |                                                                                                     | Netto/EUR |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| TGL 637 A (ADE)             | Multiflex kuplungos fényes 5-sprayer turbina, + kenővég (ADE: új generációs rotor, új jellemzőkkel) | 530       |
| TGL 637 A                   | Multiflex kuplungos fényes 5-sprayer turbina + kenővég                                              | 530       |
| TGL 637 AH                  | Multiflex kuplungos fényes 5-sprayer turbina, rövid megállással. + kenővég                          | 560       |
| TGL 637 AHF                 | Kenés mentes, multiflex kuplungos fényes 5-sprayer turbina, rövid megállással                       | 640       |
| TGL 637 A "small"           | Kisfejű multiflex kuplungos fényes, 5-sprayer turbina + kenővég                                     | 530       |
| TGL 637 AH "small"          | Kisfejű multiflex kuplungos fényes, 5-sprayer turbina, rövid megállással + kenővég                  | 560       |
| TGL 637 AHF "small"         | Kenés mentes, kisfejű multiflex kuplungos fényes, 5-sprayer, rövid megállással                      | 640       |
| TG 656                      | 5-sprayer turbina + kenővég                                                                         | 320       |
| TG 656 H                    | 5-sprayer turbina, rövid megállással + kenővég                                                      | 350       |
| TG 656 HF                   | Kenés mentes 5-sprayer turbina, rövid megállással                                                   | 430       |
| TGL 656                     | Fényes 5-sprayer turbina + kenővég                                                                  | 460       |
| TGL 656 H                   | Fényes 5-sprayer turbina, rövid megállással + kenővég                                               | 490       |
| TGL 656 HF                  | Fényes kenés mentes 5-sprayer turbina, rövid megállással                                            | 570       |
| TG 656 EASY                 | 5-sprayer turbina, TG656 turbina ekonomikus változata + kenővég                                     | 230       |
| TGL 656 EASY                | 5-sprayer turbina, LED fényes ekonomikus turbina + kenővég                                          | 370       |
| TGL 656 EASY "small"        | 5-sprayer kisfejű turbina, LED fényes ekonomikus turbina + kenővég                                  | 370       |
| 110 D                       | Egyenes mikromotor kézidarab + kenővég                                                              | 340       |
| 120 LB (1:1)                | Fényes 1:1 mikromotor könyökdarab, fejjel egy testben + kenővég                                     | 435       |
| 120 LR (1:5)                | Fényes 1:5 gyorsító mikromotor könyökdarab, fejjel egy testben + kenővég                            | 570       |
| 120                         | Nem fényes mikromotor könyökszár + kenővég                                                          | 320       |
| 120 L                       | Fényes könyökszár + kenővég                                                                         | 360       |
| 168 D/T                     | Nyomógombos fejecske mikromotor könyökbe                                                            | 200       |
| 420 "multiflex"             | LED fényes multiflex kuplung                                                                        | 170       |
| SMIOIL (karton)             | Kenőolaj kézidarabokhoz 6x 500ml                                                                    | 150       |
| SMIOIL                      | Kenőolaj kézidarabokhoz 500ml                                                                       | 27        |
| KN                          | Kenővég mikromotor kézidarabokhoz                                                                   | 10        |
| KM                          | Kenővég OZK-hoz és Multiflex kuplungos turbinákhoz                                                  | 10        |
| KT                          | Kenővég turbinákhoz                                                                                 | 5         |
| <b>Mikromotorok Chirana</b> |                                                                                                     |           |
| CH660                       | Nem fényes mikromotor                                                                               | 500       |
| CH660 LED                   | LED fényes elektr. Mikromotor                                                                       | 600       |
| CH660 B"less" LED           | Szénkefementes LED fényes elektr. Mikromotor                                                        | 550       |
| Magyarázat:                 |                                                                                                     |           |
| TG                          | nagyfejű turbina (Turbine Giga)                                                                     |           |
| "small"                     | kisfejű turbina (Turbine Small)                                                                     |           |
| L                           | fényes turbina                                                                                      |           |
| A                           | egy pontban rögzített fényszál                                                                      |           |
| EASY                        | ekonomikus változat (garancia idő 6 hónap)                                                          |           |
| ADE                         | új generációs rotor, új dizájnnal és felhasználói jellemzőkkel                                      |           |
| H                           | rövid megállású turbina (0,7 mp)                                                                    |           |
| F                           | Kenés mentes turbina (nem igényel semmiféle kenést!)                                                |           |

| Bien Air 2025                       |             |                                                                                                                                       |           |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                     |             |                                                                                                                                       | Netto/EUR |
| MC2 IR                              | 1600073-001 | nemfényes mm, <b>40000</b> for.                                                                                                       | 560       |
| MC3 IR                              | 1600071-001 | nemfényes mm, <b>40000</b> for.                                                                                                       | 622       |
| MC2 ISOLITE LK                      | 1600078-001 | fényes mm, <b>40000</b> for.                                                                                                          | 685       |
| MC3 LK                              | 1600077-001 | fényes nagy nyomatékúmm, <b>40000</b> for.                                                                                            | 716       |
| MC2 ISOLITE LED                     | 1600681-001 | LED fényes mm, <b>40000</b> for.                                                                                                      | 753       |
| MC3 LED                             | 1600680-001 | LED fényes nagy nyomatékú mm, <b>40000</b> for.                                                                                       | 778       |
| Mikromotor MCX LED                  | 1600751-001 | LED fényes szénkefenélküli mm, <b>1000-40 000</b> ford.                                                                               | 678       |
| Mikromotor MX 2 LED                 | 1600677-001 | szénkefenélküli, <b>100-40 000</b> ford. LED fénnel                                                                                   | 749       |
| PM 1:1                              | 1600383-001 | Egyenes darab, belső hűtésű, nemfényes                                                                                                | 364       |
| CA 1:1                              | 1600424-001 | Könyökdarab 1:1 nyomógombos                                                                                                           | 391       |
| CA 1:5                              | 1600325-001 | Könyökdarab 1:5 nyomógombos gyorsító                                                                                                  | 706       |
| CA 10:1                             | 1600425-001 | Könyökdarab 10:1, nyomógombos lassító                                                                                                 | 896       |
| CA 20:1                             | 1600632-001 | Könyökdarab 20:1 nyomógombos lassító                                                                                                  | 1287      |
| CA 1:1 L                            | 1600384-001 | Fényes könyökdarab 1:1 nyomógombos                                                                                                    | 430       |
| CA 10:1 L                           | 1600385-001 | Fényes könyökdarab 10:1 nyomógombos lassító                                                                                           | 1006      |
| CA 1:5 L                            | 1600386-001 | Fényes könyökdarab 1:5, nyomógombos gyorsító                                                                                          | 786       |
| CA 1:5 L Micro-Series               | 1600690-001 | Fényes könyökdarab 1:5, nyomógombos gyorsító                                                                                          | 786       |
| CA 1:1 L Micro-Series               | 1600691-001 | Fényes könyökdarab 1:1, nyomógombos                                                                                                   | 430       |
| CA 20:1 L Micro-Series              | 1600692-001 | Fényes könyökdarab 20:1 nyomógombos lassító                                                                                           | 1303      |
| PM 1:1 Micro-Series                 | 1600693-001 | Egyenes darab, nemfényes                                                                                                              | 364       |
| CA 1:1 L NOVA Micro-Series          | 1601136-001 | Fényes <b>NOVA</b> könyökdarab 1:1 nyomógombos                                                                                        | 752       |
| CA 1:1 L NOVA                       | 1601137-001 | Fényes <b>NOVA</b> könyökdarab 1:1, nyomógombos                                                                                       | 752       |
| CA 1:5 L NOVA Micro-Series          | 1601138-001 | Fényes <b>NOVA</b> könyökdarab 1:5, nyomógombos gyorsító                                                                              | 944       |
| CA 1:5 L NOVA                       | 1601139-001 | Fényes <b>NOVA</b> könyökdarab 1:5, nyomógombos gyorsító                                                                              | 944       |
| Unifix 3H kuplung                   | 1600081-001 | Borden, szabályozás nélkül                                                                                                            | 166       |
| Unifix 4H kuplung                   | 1600082-001 | Midwest, szabályozás nélkül                                                                                                           | 166       |
| Unifix 4HL kuplung                  | 1600086-001 | Midwest, fényes, víz szabályozással                                                                                                   | 300       |
| Unifix 4HL kuplung                  | 1600363-001 | Midwest, fényes, víz szabályozás nélkül                                                                                               | 227       |
| Black Pearl Eco                     | 1600040-001 | <b>Midwest</b> vagy <b>Borden</b> , <b>310 000</b> ford.,nyomógombos, kuplung nélkül                                                  | 253       |
| BORALINA                            | 1600373-001 | Midwest nyomógombos turbína, <b>310 000</b> ford., kuplung nélkül, 1 spray                                                            | 428       |
| BORALINA                            | 1700201-001 | Midwest nyomógombos turbína, <b>310 000</b> ford., kuplunggal, 1 spray                                                                | 449       |
| BORA 2 LED                          | 1601152-001 | Midwest nyomóg., LED - fényes turb. <b>380 000</b> ford.,20W, kuplung nélkül, 4 spray                                                 | 637       |
| BORA 2 LED                          | 1700853-001 | Midwest nyomóg., LED - fényes turbína, <b>380 000</b> ford., 20W, kuplunggal, 4 spray                                                 | 777       |
| BORA 2 LK                           | 1601153-001 | Multiflex nyomóg., LED - fényes turb. <b>380 000</b> ford.,20W, kuplung nélkül, 4 spray                                               | 637       |
| BORA 2 LK                           | 1700854-001 | Multiflex nyomóg., LED - fényes turbína, <b>380 000</b> ford., 20W, kuplunggal, 4 spray                                               | 842       |
| TORNADO S LED                       | 1600933-001 | Midwest nyomógombos, kisfejű LED turb. <b>410 000</b> ford., 24W, kuplung nélkül,                                                     | 956       |
| TORNADO S LED                       | 1700568-001 | Midwest nyomógombos, kisfejű LED turb. <b>410 000</b> ford., 24W, kuplunggal,                                                         | 1050      |
| TORNADO S LK                        | 1600932-001 | Multiflex nyomógombos, kisfejű LED turb. <b>410 000</b> ford., 23W, kuplung nélkül,                                                   | 956       |
| TORNADO S LK                        | 1700567-001 | Multiflex nyomógombos, kisfejű LED turb. <b>410 000</b> ford., 23W, kuplunggal,                                                       | 1115      |
| TORNADO LED                         | 1600908-001 | Midwest nyomógombos LED - fényes turb. <b>410 000</b> ford., 27W, kuplung nélkül,                                                     | 956       |
| TORNADO LED                         | 1700566-001 | Midwest nyomógombos LED - fényes turb. <b>410 000</b> ford., 27W, kuplunggal,                                                         | 1050      |
| TORNADO LK                          | 1600907-001 | Multiflex nyomógombos LED - fényes turb. <b>410 000</b> ford., 30W, kuplung nélkül,                                                   | 956       |
| TORNADO LK                          | 1700565-001 | Multiflex nyomógombos LED - fényes turb. <b>410 000</b> ford., 30W, kuplunggal,                                                       | 1091      |
| SPRAYNET 500                        | 1600036-006 | Tisztító spray                                                                                                                        | 37        |
| LUBRIMED                            | 1000003-001 | Kenő közdarab turbinához-zsírzó                                                                                                       | 29        |
| LUBRIMED cart.                      | 1600037-006 | Töltet turbina közdarabba sett = <b>6db</b>                                                                                           | 29        |
| LUBRIFLUID 500                      | 1600064-006 | <b>Kenő</b> spray mikromotor kézidarabokra                                                                                            | 37        |
| LUBRICARE 2                         | 1601156-001 | Tisztító és olajozó berendezés egyben                                                                                                 | 2597      |
| 4VLM11 tömlő                        | 1600097-001 | szürke, turbina, aquilon levegő mikromotorhoz és MC3 elektr. mikromotorhoz                                                            | 128       |
| MC2 tömlő                           | 1600120-001 | szürke                                                                                                                                | 131       |
| MCX LED tömlő                       | 1600756-001 | <b>MCX LED</b> mikromotorhoz                                                                                                          | 134       |
| MX 2 LED tömlő                      | 1600700-001 | <b>MX2</b> mikromotorhoz                                                                                                              | 215       |
| Optima MX 2 INT PRO szett           | 1700386-001 | motor MX2 LED fényes, MX2 tömlő, Optima MX 2 INT vezérlő panel, gépbe szerelhető DMX elektronika, vezeték, tartó + csavarok           | 2175      |
| AP Optima MCX szett                 | 1700588-001 | Különálló szénkefementes mikromotor szett, saját vezérlő elektr. pulttal, 5 színből választható, midwest turbina tömlőre csatlakozik. | 1619      |
| (589,590,591,592 -001)              |             |                                                                                                                                       |           |
| CHIROPRO 3RD GEN+ , CA 20:1 L szett | 1700709-001 | Asztali komplett implantológiai és sebészeti készülék <b>NEW 3. generációja</b>                                                       | 4127      |
|                                     |             | MX-i LED PLUS szénkefementes mikromotor + CA 20:1 L microseries könyökdarabbal                                                        |           |
| CHIROPRO 3RD GEN , CA 20:1 L szett  | 1700707-001 | Asztali komplett implantológiai és sebészeti készülék <b>3. generációja</b>                                                           | 3772      |
|                                     |             | MX-iLED szénkefementes mikromotor + CA 20:1 L microseries könyökdarabbal                                                              |           |
| Bien Air javító szettek             |             |                                                                                                                                       |           |
| SET repair MC3 LK premium           | 1502217-001 | /rotor, csapágyak, szénkefék, V-gyűrű, O-gyűrűk/                                                                                      | 281       |
| SET repair MC2 Isolite® 300 premium | 1502219-001 | /rotor, csapágyak, szénkefék, vezetékek, V-gyűrű, O-gyűrűk/                                                                           | 281       |
| SET repair MC2 40 IR premium        | 1502342-001 | /rotor, csapágyak, szénkefék., V-gyűrű, O-gyűrűk/                                                                                     | 239       |
| SET repair CA 1:5 L premium         | 1502223-001 | /fej, viszaszívás gátló szelep, O-gyűrűk/                                                                                             | 466       |
| SET repair CA 1:1 L premium         | 1502221-001 | /fej, viszaszívás gátló szelep, O-gyűrűk/                                                                                             | 356       |
| SET repair TU Bora L premium        | 1502237-001 | /rotor, viszaszívás gátló szelep, O-gyűrűk/                                                                                           | 281       |
| SET repair TU Prestige L premium    | 1502247-001 | /rotor, viszaszívás gátló szelep, O-gyűrűk/                                                                                           | 321       |
| SET repair Blackpearl ECO premium   | 1502249-001 | /rotor, viszaszívás gátló szelep, O-gyűrűk/                                                                                           | 149       |

| EKOM 2025           |                                                                                                             |  |           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|
|                     |                                                                                                             |  | Netto/EUR |
| DK-50 B             | 4 l kompresszor, alaplappal, 9,5 - 11,5 bar                                                                 |  | 1 502     |
| DK-50 B/S           | 4 l kompresszor, szekrényben, 9,5 - 11,5 bar                                                                |  | 1 732     |
| DK-50.10 Z          | 10 l kompresszor, alaplappal, 6 - 8 bar                                                                     |  | 1 224     |
| DK-50.10 Z M        | 10 l kompresszor, alaplappal <b>Membrános</b> szűrítővel, 6 - 8 bar                                         |  | 1 859     |
| DK-50.10 S          | 10 l kompresszor, szekrényben, 8 - 8 bar                                                                    |  | 1 501     |
| DK-50.10 S M        | 10 l kompresszor, szekrényben, <b>Membrános</b> szűrítővel, 6 - 8 bar                                       |  | 2 241     |
| DK-50 PLUS          | 25 l kompresszor, ház nélkül, alaplappal, 6 - 8 bar                                                         |  | 1 339     |
| DK-50 PLUS M        | 25 l kompresszor - <b>Membrános</b> szűrítővel, 6 - 8 bar                                                   |  | 2 174     |
| DK-50 PLUS S        | 25 l kompresszor, szekrényben, alaplappal, 6 - 8 bar                                                        |  | 2 069     |
| DK-50 PLUS S M      | 25 l kompresszor, szekrényben, <b>Membrános</b> szűrítővel, 6 - 8 bar                                       |  | 3 001     |
| DK-50 2V            | 25 l kompresszor, kéthengeres alaplappal, 6 - 8 bar                                                         |  | 1 819     |
| DK-50 2V M          | 25 l kompresszor, kéthengeres, <b>Membrános</b> szűrítővel, 6 - 8 bar                                       |  | 2 680     |
| DK-50 2V S          | 25 l kompresszor, kéthengeres, szekrényben, 6 - 8 bar                                                       |  | 2 601     |
| DK-50 2V S M        | 25 l kompresszor, kéthengeres, szekrényben, <b>Membrános</b> szűrítővel, 6 - 8 bar                          |  | 3 450     |
| DK-50 2V/50         | 50 l kompresszor, kéthengeres, 6 - 8 bar                                                                    |  | 2 187     |
| DK-50 2V/50 M       | 50 l kompresszor, kéthengeres, <b>Membrános</b> szűrítővel, 6 - 8 bar                                       |  | 3 631     |
| DK-50 2V/50 S       | 50 l kompresszor, kéthengeres, szekrényben, 6 - 8 bar                                                       |  | 3 437     |
| DK-50 2V/50 S M     | 50 l kompresszor, kéthengeres, <b>Membrános</b> szűrítővel, szekrényben, 6 - 8 bar                          |  | 4 896     |
| DK-50 4VR/50        | 50 l kompresszor, <b>4 hengeres</b> , 6 - 8 bar                                                             |  | 3 776     |
| DK-50 4VR/50 M      | 50 l kompresszor, <b>4 hengeres</b> , <b>Membrános</b> szűrítővel, 6 - 8 bar                                |  | 5 153     |
| DK-50 4VR/50 S      | 50 l kompresszor, <b>4 hengeres</b> , szekrényben, 6 - 8 bar                                                |  | 5 376     |
| DK-50 4VR/50 S M    | 50 l kompresszor, <b>4 hengeres</b> , <b>Membrános</b> szűrítővel, szekrényben, 6 - 8 bar                   |  | 7 055     |
| DK-50 2x2V/110      | 110 l kompresszor, 2x2 hengeres ( <b>230V/50Hz</b> ), 6 - 8 bar                                             |  | 3 850     |
| DK-50 2x2V/110      | 110 l kompresszor, 2x2 hengeres ( <b>400V/50Hz</b> ), 6 - 8 bar                                             |  | 3 850     |
| DK-50 2x2V/110 M    | 110 l kompresszor, 2x2 hengeres, <b>Membrános</b> szűrítővel ( <b>230V/50Hz</b> ), 6 - 8 bar                |  | 5 253     |
| DK-50 2x2V/110 M    | 110 l kompresszor, 2x2 hengeres, <b>Membrános</b> szűrítővel ( <b>400V/50Hz</b> ), 6 - 8 bar                |  | 5 253     |
| DK-50 2x2V S/110    | 110 l kompresszor, 2x2 hengeres, szekrényben ( <b>230V/50Hz</b> ), 6 - 8 bar                                |  | 5 848     |
| DK-50 2x2V S/110    | 110 l kompresszor, 2x2 hengeres, szekrényben ( <b>400V/50Hz</b> ), 6 - 8 bar                                |  | 5 848     |
| DK-50 2x2V S/110 M  | 110 l komp., 2x2 hengeres, szekr., <b>Membrános</b> szűrítővel ( <b>230V/50Hz</b> ), 6 - 8 bar              |  | 7 319     |
| DK-50 2x2V S/110 M  | 110 l komp., 2x2 hengeres, szekr., <b>Membrános</b> szűrítővel ( <b>400V/50Hz</b> ), 6 - 8 bar              |  | 7 319     |
| DK-50 2x4VR 110 M   | 2x4 hengeres, <b>110 l (430 l/min/6 bar) Membrános</b> szár., 6 - 8 bar ( <b>400V/50Hz</b> )                |  | 9 817     |
| DK-50 2x4VR 110 S/M | 2x4 hengeres, <b>110 l (430 l/min/6 bar) Membrános</b> , szekr., 6 - 8 bar ( <b>400V/50Hz</b> )             |  | 12 032    |
| DUO                 | 25 l szekrényes exhausztoros kompresszor, 6 - 8 bar, belső <b>24V</b> tápegységgel                          |  | 2 963     |
| DUO M               | mint DUO - <b>Membrános</b> szűrítővel, 6 - 8 bar, belső <b>24V</b> tápegységgel                            |  | 3 876     |
| DUO 2V              | mint DUO - kéthengeres kompresszorral, 6 - 8 bar, belső <b>24V</b> tápegységgel                             |  | 3 744     |
| DUO 2V M            | mint DUO 2V - <b>Membrános</b> szűrítővel, 6 - 8 bar, belső <b>24V</b> tápegységgel                         |  | 4 586     |
| DUO 2               | mint DUO 2V - 2db elszívóval, 6 - 8 bar, belső <b>24V</b> tápegységgel                                      |  | 4 400     |
| DUO 2 M             | mint DUO 2 - <b>Membrános</b> szűrítővel, 6 - 8 bar, belső <b>24V</b> tápegységgel                          |  | 5 240     |
| DO M (ASPINA)       | mobil elszívó berendezés, szeparátorral                                                                     |  | 1 847     |
| DO-2.1              | elszívó berendezés, DK-50 S, szekrényben                                                                    |  | 1 018     |
| DO-2.1 Z            | elszívó berendezés, DK-50 S, szekrény nélkül                                                                |  | 821       |
| DO3 Z Basic -UJ     | <b>Nedves (vizes)</b> elszívó berendezés, szekrény nélkül, <b>300l/perc</b> , 1 fogásgép,                   |  | 1 449     |
| DO3 Basic -UJ       | <b>Nedves (vizes)</b> elszívó berendezés, szekrényben, <b>300l/perc</b> , 1 fogásgép,                       |  | 1 818     |
| DO3 Z Standard -UJ  | <b>Nedves (vizes)</b> elszívó berendezés, szekrény nélkül, <b>600l/perc</b> , 1-2 fogásgép,                 |  | 2 102     |
| DO3 Standard -UJ    | <b>Nedves (vizes)</b> elszívó berendezés, szekrényben, <b>600l/perc</b> , 1-2 fogásgép,                     |  | 2 472     |
| DO3 Z Advanced -UJ  | <b>Nedves (vizes)</b> elszívó berendezés, szekrény nélkül, <b>900l/perc</b> , 3-4 fogásgép,                 |  | 2 247     |
| DO3 ZA Basic -UJ    | <b>Nedves (vizes)</b> , szekrény nélkül, <b>amalg. szep. előkészítés.</b> , <b>300l/perc</b> , 1 fog. gép,  |  | 1 692     |
| DO3 A Basic -UJ     | <b>Nedves (vizes)</b> , szekrényben, <b>amalg. szep. előkészítés</b> , <b>300l/perc</b> , 1 fog. gép,       |  | 2 228     |
| DO3 ZA Standard -UJ | <b>Nedves (vizes)</b> ,szekrény nélkül, <b>amalg. szep. előkészítés</b> , <b>600l/perc</b> , 1-2 fog. gép,  |  | 2 480     |
| DO3 A Standard -UJ  | <b>Nedves (vizes)</b> , szekrényben, <b>amalg. szep. előkészítés</b> , <b>600l/perc</b> , 1-2 fog. gép,     |  | 3 015     |
| DO3 ZA Advanced -UJ | <b>Nedves (vizes)</b> , szekrény nélkül, <b>amalg. szep. előkészítés</b> , <b>900l/perc</b> , 3-4 fog. gép, |  | 2 677     |
| KJF-1               | Egyfokozatú kondenzáló egység                                                                               |  | 455       |
| KJFR-1              | Egyfokozatú kondenzáló egység, nyomás szabályzóval                                                          |  | 688       |
| KJF-2               | Egyfokozatú kondenzáló egység 2x2V típushoz                                                                 |  | 823       |
| AOK 1               | Automata vízleeresztő DK 50 Z, DK 50.10 Z                                                                   |  | 369       |
| AOK 2               | Automata vízleeresztő DK 50 PLUS, DK 50 2V                                                                  |  | 351       |
| AOK 3               | Automata vízleeresztő DK 50 2V/110, DK 50 2x2V/110                                                          |  | 396       |
| AOK 4               | Automata vízleeresztő DK 50 2V/50                                                                           |  | 471       |
| AOK 1 S             | Automata vízleeresztő DK 50 S, DK 50.10 S                                                                   |  | 387       |
| AOK 2 S             | Automata vízleeresztő DK 50 PLUS S, DK 50 2VS                                                               |  | 397       |
| AOK 3 S             | Automata vízleeresztő DK 50 2V/110 S, DK 50 2x2V/110 S                                                      |  | 435       |
| AOK 4 S             | Automata vízleeresztő DK 50 2V/50S                                                                          |  | 401       |

\* Magassab üzemi nyomások megrendelésre (kérjen árajánlatot)

## MEDILUX 2025 – Nappali fényt kibocsátó lámpák

|                           |                                                                         | Netto/EUR |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| MEDILUX LED               | LED, 6500k, 19512 lumen, (méret:615x1240x55mm), <b>Új LED-es model!</b> |           |
| 2025– CLT lámpák és karok |                                                                         |           |
|                           |                                                                         | Netto/EUR |
| CLT 01                    | 8000 / 21 500 luxos lámpa fej                                           | 247       |
| CLT 01 LED                | LED fényű 8000 - 23 000 luxos lámpa fej                                 | 261       |
| CLT 04                    | 21 500 luxos lámpa fej                                                  | 203       |
| CLT 06                    | 8000 / 25 000 luxos lámpa fej                                           | 344       |
| CLT 06                    | 8000 / 25 000 luxos lámpa fej, szenzoros                                | 375       |
| CLT 08                    | 8000 / 21 500 luxos lámpa fej                                           | 247       |
| CLT LED                   | LED fényű 8000 - 30 000 luxos lámpa fej                                 | 438       |
| CLÁRA                     | Mobil vizsgálati állólámpa, lámpafej nélkül                             | 906       |
| CLAUDIA                   | Falra szerelt vizsgálati lámpa, lámpafej nélkül                         | 656       |
| CLAUDIUS                  | Mennyezetre szerelt vizsgálati lámpa, lámpafej nélkül                   | 656       |
| Pantografikus lámpakar    |                                                                         | 258       |



CLT 01 / LED


CLT 04

CLT 06

CLT 08



CLT LED



MEDILUX LED



Pantografikus lámpakar



CLAUDIA



CLAUDIUS



CLÁRA

## Egyéb termékek 2025

|                                          |                                                                                                                                                                                           | Netto/EUR                |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Műszer tálca - fém</b>                | Osztalpra szerelhető univerzális fém műszertálca kar bilincsel, inox tálcával                                                                                                             | <b>193</b>               |
| <b>Monitor kar- fém</b>                  | Osztalpra szerelhető univerzális fém monitor kar                                                                                                                                          | <b>134</b>               |
| <b>S&amp;S DDS2011</b>                   | Különálló amalgám szűrő/szeparator DDS2011- hatékonyság 99,6% (ISO11143)                                                                                                                  | <b>299</b>               |
| <b>S&amp;S csővezés</b>                  | Elkerülő csapok, csatlakozók, csövek- szett DDS2011 amalgám szeparatorhoz                                                                                                                 | <b>167</b>               |
| <b>S&amp;S Easy connect</b>              | Nagyelszívó tömlő+csatlakozók, egyszerű megoldás a DDS2011 szeparatorhoz                                                                                                                  | <b>80</b>                |
| <b>S&amp;S köpő tölcser</b>              | köpő tölcser nagyelszívó tömlő végre                                                                                                                                                      | <b>11</b>                |
| <b>RECTUS amalgám filter</b>             | Különálló amalgám szűrő/szeparator szett, hatékonyság 95,1% (ISO11143)<br>Csere tartály - <span style="color: red;">regisztrált orvos vásárlók részére</span> 5-éven át kedvezményes áron | <b>460</b><br><b>345</b> |
| <b>RECTUS fali tartó</b>                 | Fali tartó Rectus amalgám szeparatorhoz                                                                                                                                                   | <b>176</b>               |
| <b>RECTUS burkolat</b>                   | Burkolat Rectus amalgám szeparatorhoz                                                                                                                                                     | <b>198</b>               |
| <b>S&amp;S UPSS Upper Surfaces Spray</b> | Kompresszoros felület fertőtlenítő porlasztó berendezés, nagy hatékonyságú!                                                                                                               | <b>390</b>               |
| <b>S&amp;S EXSS</b>                      | Extraorális elszívó, ULTRAERŐS szívó motor, 3-rétegű HEPA 14 szűrőrendszer                                                                                                                | <b>2450</b>              |
| <b>MECTRON Piezosurgery® White</b>       | (05120063+01520001+03120134) 1 db LED fényes kézidarabbal, Basic feigarnitúrával                                                                                                          | <b>4911</b>              |
| <b>MECTRON Piezosurgery® Touch</b>       | (05120061+01520001) 1 db LED fényes kézidarabbal, Basic feigarnitúrával,<br>érintőképernyős változat                                                                                      | <b>6205</b>              |



**S&S DDS2011**



**RECTUS amalgám filter**



**Rectus burkolat**



**S&S csővezés**



**S&S köpőtölcser**



**Mectron Piezosurgery White / Touch**



**S&S Easy connect (csatlakozás)**



**Univerzális monitor kar  
- lámpa oszlopra szerelhető**



**Univerzális műszer tálca (fém) - lámpa oszlopra szer.**



**UPSS - kompresszoros felület fertőtlenítő porlasztó**



**Simple&Smart EXSS - extraorális elszívó berendezés**

| Fogorvosi ülések 2025 |                                                                                              |           |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Kovonax               |                                                                                              | Nettó/EUR |
| FORMEX                | Gömbölyű, légrugós fogorvosi ülőke - chróm, lábtartó, svájci kárpit                          | 448       |
| RTG                   | Röntgen szék, chrómozott, svájci kárpit                                                      | 371       |
| CLINE                 | Légrugós nyerges fogorvosi ülőke - chróm lábtartó, svájci kárpit                             | 444       |
| DENTAL                | Légrugós, banán karfás fogorvosi ülőke, svájci kárpit                                        | 411       |
| FORMEX-K              | Gömbölyű, légrugós fogorvosi ülőke - chróm, <b>kör lábtartó</b> , svájci kárpit              | 435       |
| CLINE-K               | Légrugós nyerges fogorvosi ülőke - chróm, <b>kör lábtartó</b> , svájci kárpit                | 424       |
| DENTAL PL-K           | Légrugós, széles karfás fogorvosi ülőke, svájci kárpit, <b>kör lábtartó</b>                  | 461       |
| DENTAL CH-K           | Légrugós, banán karfás fogorvosi ülőke, svájci kárpit, <b>kör lábtartó</b>                   | 457       |
| DENTAL FVOP           | Légrugós, banán karfás fogorvosi ülőke, svájci kárpit, <b>lábvezérlés</b>                    | 860       |
| CLINE FLP             | Légrugós, nyerges karfás fogorvosi ülőke, svájci kárpit, <b>lábvezérlés</b>                  | 806       |
| DENTAX KVOP           | Légrugós, banán karfás <b>360°</b> forduló háttámla, chróm, <b>kör lábtartó, lábvezérlés</b> | 875       |
| DENTAX KVO            | Légrugós, banán karfás <b>360°</b> forduló háttámla, chróm, <b>kör lábtartó</b>              | 582       |
| DENTAX FVO            | Légrugós, banán karfás <b>360°</b> forduló háttámla, chróm                                   | 543       |
| DENTAX FVOP           | Légrugós, banán karfás <b>360°</b> forduló háttámla, chróm, <b>lábvezérlés</b>               | 838       |
| DENTAX CLINE K        | Légrugós, nyerges, banán karfás <b>360°</b> forduló háttámla, chróm, <b>kör lábtartó</b>     | 593       |
| DENTAX CLINE KP       | Légrugós, nyerges, banán karfás <b>360°</b> ford. hát, chróm, <b>kör lábtartó, lábvezér.</b> | 886       |
| DENTAX CLINE F        | Légrugós, nyerges, banán karfás <b>360°</b> forduló háttámla, chróm,                         | 553       |
| DENTAX CLINE FP       | Légrugós, nyerges, banán karfás <b>360°</b> forduló háttámla, chróm, <b>lábvezérlés</b>      | 847       |
| Simple&Smart          |                                                                                              |           |
| S&S (PU bőr)          | Légrugós, fogorvosi ülőke, állítható dőlés szög, PU bőr kárpitozás                           | 339       |
| S&S (Fiber bőr)       | Légrugós, fogorvosi ülőke, állítható dőlés szög, Fiber átvartott kárpitoz.                   | 381       |
| Chirana               |                                                                                              |           |
| Smile 5 /D50/         | fogorvosi ülőke, banán karfás lábtartóval, <b>magasság: 450-580mm</b>                        | 520       |
| Smile 5 /K5/          | fogorvosi ülőke, banán karfás lábtartóval, <b>magasság: 528-710mm</b>                        | 520       |
| Smile 3 /D50/         | Nagyfelületű orvosi ülőke, lábtartóval, <b>magasság: 480-610mm</b>                           | 550       |
| Smile 3 /K5/          | Nagyfelületű orvosi ülőke, lábtartóval, <b>magasság: 520-670mm</b>                           | 550       |
| Smile 4               | Légrugós nyerges fogorvosi ülőke, <b>magasság: 570-750mm</b>                                 | 550       |
| SK 1.01 ülőke védő    | <b>puha</b> kárpit védő SK1.01 kezelőszék ülőrészére                                         | 145       |
| SK 1.08 ülőke védő    | <b>puha</b> kárpit védő SK1.08 kezelőszék ülőrészére                                         | 150       |
| Gyerek ülőke          | Magasított gyerek ülőke, lábvédővel                                                          | 105       |
| Gyerek ülőke          | SMILE magasított gyerek ülőke, anatómikus                                                    | 105       |
| Gyerek ülőke SK1.08   | Magasított gyerek ülőke SK1.08 székhez                                                       | 125       |



| LM AMDENT 2025                            |                                                                                                                                            |                   |           |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| Beépíthető készülékek                     |                                                                                                                                            |                   | Netto/EUR |
| ProPower Ultra - nem fényes               | Built-in kit 11F, 24Vac-32Vdc (Potenciometer)                                                                                              | /15610931/        | 619       |
| ProPower Ultra - nem fényes               | Built-in kit 11F, 24Vac-32Vdc /0-10Vdc (Diplomat)                                                                                          | /15610941/        | 619       |
| ProPower Ultra - nem fényes               | Built-in kit 11F, 24Vac-32Vdc /0-5Vdc (Chirana)                                                                                            | /15610951/        | 619       |
| ProPower Ultra -autoklávozható            | Built-in kit 11F, 24Vac-32Vdc (Potenciometer)                                                                                              | /15611171/        | 649       |
| ProPower Ultra -autoklávozható            | Built-in kit 11F, 24Vac-32Vdc /0-10Vdc (Diplomat)                                                                                          | /15611181/        | 649       |
| ProPower Ultra -autoklávozható            | Built-in kit 11F, 24Vac-32Vdc /0-5Vdc (Chirana)                                                                                            | /15611191/        | 649       |
| ProPower Ultra LED                        | Built-in kit 11F, 24Vac-32Vdc (Potenciometer), LED táp nélkül                                                                              | /15610961/        | 725       |
| ProPower Ultra LED                        | Built-in kit 11F, 24Vac-32Vdc /0-10Vdc (Diplomat), LED táp nélkül                                                                          | /15610971/        | 725       |
| ProPower Ultra LED                        | Built-in kit 11F, 24Vac-32Vdc /0-5Vdc (Chirana), LED táp nélkül                                                                            | /15610981/        | 725       |
| ProPower Ultra LED -autoklávozható        | Built-in kit 11F, 24Vac-32Vdc (Potenciometer), LED táp nélkül                                                                              | /15611231/        | 791       |
| ProPower Ultra LED -autoklávozható        | Built-in kit 11F, 24Vac-32Vdc /0-10Vdc (Diplomat), LED táp nélkül                                                                          | /15611241/        | 791       |
| ProPower Ultra LED -autoklávozható        | Built-in kit 11F, 24Vac-32Vdc /0-5Vdc (Chirana), LED táp nélkül                                                                            | /15611251/        | 791       |
| LM - Amdent (Alkatrészek)                 |                                                                                                                                            |                   |           |
| PCB panel                                 | LED tápegység elektronika                                                                                                                  | /5607711/         | 35        |
| ProPower Basic + tömlő                    | nemfényes kézidarab + tömlő                                                                                                                | /10064/           | 393       |
| ProPower Ultra + tömlő                    | nem fényes kézidarab + tömlő                                                                                                               | /10060, 15606881/ | 653       |
| ProPower Ultra                            | nem fényes kézidarab, vízsabályzás nélkül                                                                                                  | /10060/           | 497       |
| ProPower Ultra                            | nem fényes kézidarab, autoklávozható, vízsabályzás nélkül                                                                                  | /10061/           | 575       |
| ProPower Ultra LED                        | fényes kézidarab, vízsabályzás nélkül                                                                                                      | /10092/           | 575       |
| ProPower Ultra LED                        | fényes kézidarab, autoklávozható, vízsabályzás nélkül                                                                                      | /10063/           | 638       |
| ProPower Ultra LED+                       | fényes kézidarab, autoklávozható, vízsabályzással                                                                                          | /10071/           | 688       |
| ProPower Ultra LED tömlő                  | fényes tömlő                                                                                                                               | /15606881/        | 214       |
| ProPower Ultra LED+ tömlő                 | fényes tömlő                                                                                                                               | /15609551/        | 214       |
| LM ProPower tabletop (asztali készülékek) |                                                                                                                                            |                   |           |
| LM ProPower combi LED                     | homokfúvó + depurátor (hegyek:37,40H, 41PS), 3x ergo markolat<br>3x nyomaték kulcs, víztartály, homokfuvo kit (1x fúvóka 2x ergo markolat) | /10075/           | 4270      |



LM-ProPower CombiLED

| LM AMDENT hegyek 2025 |                            |        |           |
|-----------------------|----------------------------|--------|-----------|
| Depurálás             |                            |        | Netto/EUR |
| PE-31                 | 100131                     |        | 87        |
| PE-32                 | 100132                     |        | 87        |
| PE-33                 | 100133                     |        | 87        |
| PE-37                 | 100137                     |        | 115       |
| PE-38                 | 100138                     |        | 115       |
| PE-39                 | 100139                     |        | 87        |
| PE-40                 | 100140                     |        | 115       |
| PE-40L                | 100140L                    |        | 115       |
| PE-40H                | 100140H                    |        | 115       |
| PE-40HS               | 100140HS                   |        | 115       |
| PE-41A                | 100141A                    |        | 87        |
| PE-41AF               | 100141AF                   |        | 115       |
| PE-41P                | 100141P                    |        | 115       |
| PE-41PF               | 100141PF                   |        | 115       |
| PE-41PS               | 100141PS                   |        | 87        |
| Nyomaték kulcs        | LM Amdent                  |        | 76        |
| Eszköz tartók         |                            |        |           |
| IH-1                  | incl. universal tip wrench | 100404 | 123       |
| IH-2                  | incl. universal tip wrench | 100405 | 123       |

| <b>Woodpecker 2025</b>                                                                              |                                                                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|
|  <b>WOODPECKER</b> | <b>Polimerizációs lámpák</b>                                     | <b>Netto/EUR</b> |
| <b>Woodpecker LED-D</b>                                                                             | Asztali, vezeték nélküli polimerizációs készülék, 1000 mW/cm     | <b>157</b>       |
| <b>Woodpecker LED-G</b>                                                                             | Beépíthető vezetékes polimerizációs készülék, 1000 mW/cm         | <b>178</b>       |
| <b>Woodpecker iLED plus</b>                                                                         | Asztali, vezeték nélküli, turbo mód 2mm / 1mp, 2500 mW/cm        | <b>216</b>       |
| <b>Woodpecker X-Cure</b>                                                                            | Asztali, vezeték nélküli, 1mp mód, 3000mw/cm, caries detector    | <b>511</b>       |
| <b>Ultrahangos depurátorok</b>                                                                      |                                                                  |                  |
| <b>Woodpecker PT-3</b>                                                                              | fényes asztali Perio depurátor, tartályos                        | <b>1910</b>      |
| <b>Woodpecker PT-A</b>                                                                              | fényes asztali Perio depurátor + homokfúvó                       | <b>4492</b>      |
| <b>Woodpecker UDS-E LED</b>                                                                         | fényes asztali depurátor, tartályos, 8 hegygel                   | <b>644</b>       |
| <b>Woodpecker UDS-K LED</b>                                                                         | fényes asztali depurátor 5 hegygel                               | <b>310</b>       |
| <b>Woodpecker UDS-N3 LED</b>                                                                        | fényes depurátor beépítoszett 6 hegygel, Endo funkcióval         | <b>273</b>       |
| <b>Endo motor</b>                                                                                   |                                                                  |                  |
| <b>Woodpecker ENDO RADAR PRO</b>                                                                    | asztali endodontiai motor és bemérő egyben                       | <b>1050</b>      |
| <b>Woodpecker AI Motor</b>                                                                          | kézi endodontiai motor és bemérő egyben                          | <b>1410</b>      |
| <b>Woodpecker Implanter LED PLUS</b>                                                                | implant motor 20:1 fényes ajándék kézidarabbal                   | <b>2754</b>      |
| <b>Apex lokátor</b>                                                                                 |                                                                  |                  |
| <b>Woodpecker Woodpex III</b>                                                                       | <b>PLUS</b> (Gold), asztali apex lokátor tölthető akkumulátorral | <b>347</b>       |
| <b>Homokfúvó</b>                                                                                    |                                                                  |                  |
| <b>Woodpecker AP-H PLUS</b>                                                                         | Midwest csatlakozó, 2 kézidarabbal, Perió fejjel is!             | <b>539</b>       |
| <b>Lézer</b>                                                                                        |                                                                  |                  |
| <b>Woodpecker D-Laser Blue</b>                                                                      | Fogászati lézer                                                  | <b>5859</b>      |
| <b>RTG - RVG intraoális szenzor</b>                                                                 |                                                                  |                  |
| <b>Woodpecker Sensor H1</b>                                                                         | USB 2.0, 20x30mm aktív terület, pixel szám 1000x1500             | <b>1519</b>      |
| <b>Woodpecker Sensor H2</b>                                                                         | USB 2.0, 30x36mm aktív terület, pixel szám 1300x1800             | <b>1714</b>      |
| <b>Plazma légtisztító - fertőtlenítő</b>                                                            |                                                                  |                  |
| <b>Woodpecker Q3</b>                                                                                | plazma légtisztító, terület 30-40m <sup>2</sup>                  | <b>726</b>       |



LED-G (built-in)

Special design for dental unit




UDS-K LED asztali depurátor

UDS-E LED



UDS-E LED asztali depurátor



X-Cure



## METASYS 2025

| <b>Amalgám Szeparátorok</b>                                               | <b>Rend. Sz.</b> | <b>Netto/EUR</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| MST 1                                                                     | 101000001        | 1 620            |
| MST 1, padló típus (szekrényben)                                          | 101000007        | 1 877            |
| COMPACT Dynamic                                                           | 101000026        | 1 620            |
| ECO II International                                                      | 101000015        | 940              |
| Csere tartály MST 1                                                       | 113000060        | 42               |
| Csere tartály ECO II / ECO II Tandem                                      | 113000039        | 276              |
| Csere tartály COMPACT Dynamic                                             | 113000018        | 44               |
| Metasys ECO II burkolat                                                   | 120000630        | 281              |
| <b>Automatikus Levegő/Víz elválasztók</b>                                 |                  |                  |
| MST 1 ECO Light                                                           | 103000001        | 1 509            |
| <b>Selective System - tömlő kiválasztó rendszer</b>                       |                  |                  |
| S1 Selective System                                                       | 109000002        | 872              |
| <b>Víz dekontamináció rendszer, DVGW / DVGW-nélkül</b>                    |                  |                  |
| WEK, padló típus (szekrényben)                                            | 108000011        | 2 089            |
| WEK Light, DVGW nélkül, beépítő szett                                     | 108000030        | 1 263            |
| WEK Light, DVGW nélkül, padló típus (szekrényben)                         | 108000029        | 1 330            |
| BR Biofilm, biofilm eltávolító rendszer (csírátlantító)                   | 108000034        | 513              |
| <b>Szelepek</b>                                                           |                  |                  |
| Köpőtál szelep                                                            | 110000002        | 462              |
| Helykiválasztó szelep                                                     | 110000004        | 102              |
| <b>Száraz elszívó rendszer</b>                                            |                  |                  |
| VAC 1s, 1 kezelőegységhez, 230V, vezérlő box nélkül                       | 105000001        | 783              |
| Szekrény (burkolat) Exom hybrid 1s                                        | 120000518        | 335              |
| Szekrény (burkolat) Exom hybrid 1,2,5,A1,A2,A5 -ventilátorral             | 120000521        | 1 197            |
| <b>Centrális elszívás</b>                                                 |                  |                  |
| EXCOM hybrid 1s, 1 fogásgép, 230V, vezérlő box nélkül                     | 104000001        | 980              |
| EXCOM hybrid 1s, 1 fogásgép, 230V, vezérlő box                            | 104000002        | 1 140            |
| EXCOM hybrid 1s, 1 fogásgép, 230V, burkolt                                | 104000003        | 1 208            |
| EXCOM hybrid 1s, 1 fogásgép, 230V, vezérlő box, burkolt                   | 104000004        | 1 352            |
| EXCOM hybrid 1, 1 - 2 fogásgép, 230V                                      | 104000005        | 2 164            |
| EXCOM hybrid 2, 2 - 3 fogásgép, 230V                                      | 104000006        | 2 990            |
| EXCOM hybrid 5, 3 - 5 fogásgép, 230V                                      | 104000008        | 4 268            |
| EXCOM hybrid 5, 3 - 5 fogásgép, 400V                                      | 104000009        | 4 409            |
| EXCOM hybrid A1 - ECO II, 1 - 2 fogásgép, amalgám szeparátor, 230V        | 104000011        | 3 121            |
| EXCOM hybrid A2 - ECO II, 2 - 3 fogásgép, amalgám szeparátor, 230V        | 104000012        | 3 956            |
| EXCOM hybrid A5 - ECO II Tandem, 3 - 5 fogásgép, amalgám szeparátor, 230V | 104000014        | 5 245            |
| EXCOM hybrid A5 - ECO II Tandem, 3 - 5 fogásgép, amalgám szeparátor, 400V | 104000015        | 5 375            |

\* A METASYS követeli a telepítési protokollok visszaküldését, amelyek a berendezések kísérő dokumentációjában találhatók. A formanyomtatványon szükséges kitölteni az adatokat: végfelhasználó és szervizszolgáltató nevét és a termék gyári számát. Ezt különböző formában elküldhetitek nekünk: postai úton, email, szkenneléssel vagy Viber segítségével. A Metasys az ISO minőségbiztosítási rendszernek megfelelően dolgozik, és ezeket a protokollokat a tanúsító cégtől érkező ellenőrzésekhez kell vezetnie.

| Metasys GREEN & CLEAN fertőtlenítőszeresek 2025 |                                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                 |                                                                                                     | Netto/EUR |
| Rend. sz.                                       | GREEN&CLEAN - Felületek                                                                             |           |
| 122000047                                       | GREEN&CLEAN SD bevezető szett (5 x 750 ml + spray palack)                                           | 57        |
| 122000045                                       | GREEN&CLEAN SD utántöltő szett 1 (6 x 750 ml tasak)                                                 | 67        |
| 122000048                                       | GREEN&CLEAN SD utántöltő szett 2 (5 l kanna)                                                        | 72        |
| 121000001                                       | Adagoló csap 5 l kannához                                                                           | 21        |
| 122000064                                       | GREEN&CLEAN SK kezdő szett (1 x 750 ml palack habképző sprayfejjel)                                 | 20        |
| 122000050                                       | GREEN&CLEAN SK bevezető szett (6 x 750 ml palack + 2 x habképző)                                    | 85        |
| 122000051                                       | GREEN&CLEAN SK utántöltő szett (1 x 5 l kanna)                                                      | 61        |
| 122000052                                       | GREEN&CLEAN WD kezdő szett (1 x doboz 120 kendővel)                                                 | 12        |
| 122000053                                       | GREEN&CLEAN WD bevezető szett (1 x doboz 120 kendővel, 3 x 120 kendő)                               | 51        |
| 122000055                                       | GREEN&CLEAN WD utántöltő szett (6 x 120 kendő)                                                      | 58        |
| 122000044                                       | GREEN&CLEAN MT kezdő szett 2 (1 x adagoló vödör 70db kendővel + 6 x 70 kendő + 1 x 5 l SD folyadék) | 147       |
| 122000042                                       | GREEN&CLEAN MK/MT utántöltő szett 1 (2 x 70 nagy kendő)                                             | 31        |
| 122000043                                       | GREEN&CLEAN MK/MT utántöltő szett 2 (1 x adagoló vödör 70db nagy kendővel + 5 x 70 kendő)           | 89        |
| 122000039                                       | GREEN&CLEAN MK kezdő szett (1 x adagoló vödör 70 MT kendővel + 1 x 750 ml SK folyadék)              | 34        |
| 122000040                                       | GREEN&CLEAN MK kezdő szett 1 (1 x adagoló vödör 70 MT kendővel + 6 x MT kendő + 5 l SK folyadék)    | 136       |
| Rend. Sz.                                       | GREEN&CLEAN - Műszerek                                                                              |           |
| 122000015                                       | GREEN&CLEAN ID N (4 x 500 ml palack + mérőpohár)                                                    | 65        |
| 122000016                                       | GREEN&CLEAN ID N (1 x 5 l kanna)                                                                    | 102       |
| 121000002                                       | Fúró fertőtlenítő boks                                                                              | 20        |
| 121000003                                       | Fertőtlenítőtartály 1,25l                                                                           | 62        |
| 122000017                                       | GREEN&CLEAN IK fertőtlenítő spray könyök- és egyenesdarabokhoz (2x 200ml)                           | 70        |
| 122000025                                       | GREEN&CLEAN IK fertőtlenítő spray W&H turbinákhoz (2 x 200 ml, 2 adapter )                          | 70        |
| 122000021                                       | GREEN&CLEAN IK fertőtlenítő spray Bien Air turbinákhoz (2 x 200 ml, 2 adapter)                      | 70        |
| 122000023                                       | GREEN&CLEAN IK fertőtlenítő spray KaVo turbinákhoz (2 x 200 ml, 2 adapter)                          | 70        |
| 122000024                                       | GREEN&CLEAN IK fertőtlenítő spray Sirona turbinákhoz (2 x 200 ml, 2 adapter)                        | 70        |
| 122000022                                       | GREEN&CLEAN IK fertőtlenítő spray Castellini turbinákhoz (2 x 200 ml, 2 adapter)                    | 70        |
| 122000018                                       | GREEN&CLEAN IK fertőtlenítő spray NSK turbinákhoz (2 x 200 ml, 2 adapter)                           | 70        |
| 122000020                                       | GREEN&CLEAN IK fertőtlenítő spray Sirona T1 Classic turbinákhoz (2x200 ml, 2 adapter)               | 70        |
| Rend. Sz.                                       | GREEN&CLEAN - Kezek                                                                                 |           |
| 121000018                                       | Meta Touch érintős fali adagoló 1000ml az 1000 ml europalackokhoz                                   | 193       |
| 121000019                                       | Meta Touch érintős adagoló az 500 ml europalackokhoz                                                | 231       |
| 122000007                                       | GREEN&CLEAN HC (6 x 100 ml nyomófejes flakon)                                                       | 50        |
| 122000066                                       | GREEN&CLEAN HC kezdő (1 x 100 ml nyomófejes flakon)                                                 | 10        |
| Rend. Sz.                                       | GREEN&CLEAN - Speciális területek, kezelőegység higiénia                                            |           |
| 122000031                                       | GREEN&CLEAN M2 piros (1 x 500 ml palack) *Megjegyzés                                                | 49        |
| 122000030                                       | GREEN&CLEAN M2 zöld (1 x 500 ml palack) *Megjegyzés                                                 | 49        |
| 122000026                                       | GREEN&CLEAN M2 - bevezető szett / 2x 500 ml koncentrátum + adagoló /                                | 144       |
| 122000004                                       | GREEN CLEAN CL N bevezető szett / 2 x 1000 ml folyadék / - ÚJ                                       | 72        |
| 121000003                                       | Fertőtlenítőtartály 1,25l                                                                           | 62        |
| 121000001                                       | Adagoló csap 5 l kannához                                                                           | 21        |
| 122000032                                       | GREEN&CLEAN MB bevezető szett 1 (2 x 500 ml gél+ 2x adagoló palack +2x kefe fej)                    | 69        |
| 122000033                                       | GREEN&CLEAN MB utántöltő szett 1 (4 x 500 ml gél+ 4x kefe fej)                                      | 101       |
| 122000034                                       | GREEN&CLEAN MB utántöltő szett 2 (4 x 500 ml gél)                                                   | 65        |
| 122000035                                       | GREEN&CLEAN MB kezdő szett (1 x 180 ml adagoló palack kefe fejjel)                                  | 25        |
| 122000037                                       | GREEN&CLEAN MB csere kefe fej (4 db)                                                                | 33        |
| 120                                             | GREEN&CLEAN H1 utántöltő szett (4 x 500 ml folyadék)                                                | 120       |
| 122000057                                       | GREEN&CLEAN WK utántöltő szett 1 (4 x 750 ml palack)                                                | 99        |
| 122000056                                       | GREEN&CLEAN WK utántöltő szett 2 (6 x 1000 ml palack)                                               | 189       |
| 122000002                                       | GREEN&CLEAN BR Biofilm tisztító oldat (2 x 1000 ml palack)                                          | 95        |

\*Megjegyzés: A Green Clean M2 folyadék csak párban rendelhető (zöld + piros)

| ASTRA      |                                                                            | ASTRA fém fogászati bútorok 2025                   |      |      |                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|------|------------------------------------|
| FOCUS      |                                                                            | Mobil egységek                                     |      |      |                                    |
| Item/Tétel | Leírás                                                                     | m3                                                 | kg   | Árak |                                    |
| 21         | FO/S3 (PU)                                                                 | 3 fiókos mobil egység 1xB 2xC                      | 0,21 | 33   | <a href="#">kérjen árajánlatot</a> |
| 22         | FO/S4 (PU)                                                                 | 4 fiókos mobil egység 1xA 2xB 1xC                  | 0,21 | 37   | <a href="#">kérjen árajánlatot</a> |
| 23         | FO/S5 (PU)                                                                 | 5 fiókos mobil egység 2xA 3xB                      | 0,21 | 39   | <a href="#">kérjen árajánlatot</a> |
| 24         | FO/S6 (PU)                                                                 | 6 fiókos mobil egység 4xA 2xB                      | 0,21 | 41   | <a href="#">kérjen árajánlatot</a> |
| FOCUS      |                                                                            | Fali adagolók                                      |      |      |                                    |
| 27         | FO/MPM                                                                     | Fali adagoló dekorációval (7 színben, 2 dekoráció) | 0,06 | 16   | <a href="#">kérjen árajánlatot</a> |
| ALIUS      |                                                                            | Mobil egységek                                     |      |      |                                    |
|            | Leírás                                                                     | Árak                                               |      |      |                                    |
|            | 1 fiók + 1 polc 1xB                                                        | <a href="#">kérjen árajánlatot</a>                 |      |      |                                    |
|            | 2 fiók + 1 polc 2xA                                                        | <a href="#">kérjen árajánlatot</a>                 |      |      |                                    |
|            | 2 fiók + 1 polc 2xB                                                        | <a href="#">kérjen árajánlatot</a>                 |      |      |                                    |
|            | 3 fiók + 1 polc 2xA 1xB                                                    | <a href="#">kérjen árajánlatot</a>                 |      |      |                                    |
|            | 3 fiók 3xB                                                                 | <a href="#">kérjen árajánlatot</a>                 |      |      |                                    |
|            | 4 fiók 2xA 2xB                                                             | <a href="#">kérjen árajánlatot</a>                 |      |      |                                    |
| ALIUS      |                                                                            | Implantológiai és sebészeti egységek               |      |      |                                    |
|            | Leírás                                                                     | Árak                                               |      |      |                                    |
|            | 1 fiók 1xM                                                                 | <a href="#">kérjen árajánlatot</a>                 |      |      |                                    |
|            | 1 fiók 1xN                                                                 | <a href="#">kérjen árajánlatot</a>                 |      |      |                                    |
|            | 2 fiók 2xM                                                                 | <a href="#">kérjen árajánlatot</a>                 |      |      |                                    |
|            | 3 polc                                                                     | <a href="#">kérjen árajánlatot</a>                 |      |      |                                    |
|            | Elsősegély kocsi 1 fiók 1xM                                                | <a href="#">kérjen árajánlatot</a>                 |      |      |                                    |
|            | Áramellátott mobil kocsi, 2 polc, 2x 230V csatlakozó aljzattal (8 színben) | <a href="#">kérjen árajánlatot</a>                 |      |      |                                    |

FOCUS mobil egységek (több variációban)

| Item             | Drawing | Description                         | m3   | Kg | Item             | Drawing | Description                             | m3   | Kg |
|------------------|---------|-------------------------------------|------|----|------------------|---------|-----------------------------------------|------|----|
| FO/S3<br>FO/S3PU |         | Servomobile 3 cassetti<br>1xB 2xC   | 0,21 | 33 | FO/S4<br>FO/S4PU |         | Servomobile 4 cassetti<br>1xA 2xB 1xC   | 0,21 | 37 |
| 21.              |         | DBUDZHUOPRELOHXQ<br>LWQ [5]D<br>2xC |      |    | 22.              |         | DBUDZHUOPRELOHXQ<br>LWQ [6]D<br>2xB 1xC |      |    |
| FO/S5<br>FO/S5PU |         | Servomobile 5 cassetti<br>2xA 3xB   | 0,21 | 39 | FO/S6<br>FO/S6PU |         | Servomobile 6 cassetti<br>4xA 2xB       | 0,21 | 41 |
| 23.              |         | DBUDZHUOPRELOHXQ<br>LWQ [8]D<br>3xB |      |    | 24.              |         | DBUDZHUOPRELOHXQ<br>XQLWQ<br>4xA 2xB    |      |    |


FOCUS Fali adagoló (7 színben és 2 dekorációban)

|  |  |        |                                            |      |     |
|--|--|--------|--------------------------------------------|------|-----|
|  |  | FO/MPM | Mobile pensile distributore<br>con decoro] | 0,06 | 16  |
|  |  |        | Dispenser with decorated<br>door           |      | 27. |

ALIUS mobil egységek (több variációban)



ALIUS Implantológiai és sebészeti egységek (több variációban)



ALIUS Áramellátott mobil egység - 2 polc, 2x 230V csatlakozó (8 színben)

