

OIL-FREE

AIR FOR LIFE



ekom

DK50

pre jednu stomatologickú súpravu
dla jednego unitu stomatologicznego
для одной стоматологической установки

DK50

- s mobilnou skrinkou
- z ruchoma skrzynką
- в передвижном шкафу



Technické údaje Parametry techniczne Технические параметры							S1-S3				
		V/Hz	l.min ⁻¹ /5 bar	kW	lit.	bar	S1-S3	°C	dB [A]	kg	mm
DK50	1	230/50	50	0,43	4,7	4,5-6,0	S1 - 100%	-	≤ 53	31	480x390x505

Zmena technických parametrov vyhradená.

Zmiana parametrów technicznych zastrzeżona.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в данные указанные в каталоге.

DK50


pre jednu stomatologickú súpravu
dla jednego unitu stomatologicznego
для одной стоматологической установки

DK50 Z

- bez skrinky
- bez skrzynki
- без шумопоглощающего шкафа

DK50 S

- so skrinkou
- ze skrzynką
- с шумопоглощающим шкафом



Technické údaje Parametry techniczne Технические параметры							S1-S3				
		V/Hz	l.min ⁻¹ /5 bar	kW	lit.	bar *	S1-S3	°C	dB [A]	kg	mm
DK50 Z	1	230/50(60) 110/60	75	0,55	5	4,5-6,0	S1 - 100%	-	≤ 65	34	290x430x490
DK50 S	1	230/50(60) 110/60	75	0,55	5	4,5-6,0	S1 - 100%	-	≤ 45	46	380x525x575

* Iné pracovné tlaky na požiadanie. Zmena technických parametrov vyhradená.

* Inne ciśnienia robocze na specjalne zamówienie. Zmiana parametrów technicznych zastrzeżona.

* Другие рабочие давления под заказ. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в данные указанные в каталоге.

DK50-10

pre jednu stomatologickú súpravu
dla jednego unitu stomatologicznego
для одной стоматологической установки

DK50-10 Z

- bez skrinky
- bez skrzynki
- без шумопоглощающего шкафа

DK50-10 S



- so skrinkou
- ze skrzynką
- с шумопоглощающим шкафом

DK50-10 Z/M

- bez skrinky, s membránovým sušičom
- bez skrzynki z membranowym osuszaczem
- без шкафа, с мембранным осушителем

DK50-10 S/M

- so skrinkou, s membránovým sušičom
- ze skrzynką z membranowym osuszaczem
- со шкафом, с мембранным осушителем



Technické údaje Parametry techniczne Технические параметры							S1-S3				
		V/Hz	l.min ⁻¹ /5 bar	kW	lit.	bar *	S1-S3	°C	dB [A]	kg	mm
DK50-10 Z	1	230/50(60) 110/60	75	0,55	10	4,5-6,0	S1 - 100%	-	≤ 65	36	330x430x530
DK50-10 S	1	230/50(60) 110/60	75	0,55	10	4,5-6,0	S1 - 100%	-	≤ 45	49	420x525x620
DK50-10 Z/M	1	230/50(60) 110/60	60	0,55	10	4,5-6,0	S1 - 100%	-20	≤ 65	42	330x580x570
DK50-10 S/M	1	230/50(60) 110/60	60	0,55	10	4,5-6,0	S3 - 60%	-20	≤ 45	55	420x675x620

* Iné pracovné tlaky na požiadanie. Zmena technických parametrov vyhradená.

* Inne ciśnienia robocze na specjalne zamówienie. Zmiana parametrów technicznych zastrzeżona.

* Другие рабочие давления под заказ. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в данные указанные в каталоге.

DK50 PLUS

pre jednu stomatologickú súpravu
dla jednego unitu stomatologicznego
для одной стоматологической установки

DK50 PLUS

- bez skrinky
- bez skrzynki
- без шумопоглощающего шкафа

DK50 PLUS S



- so skrinkou
- ze skrzynką
- с шумопоглощающим шкафом

DK50 PLUS/M

- bez skrinky, s membránovým sušičom
- bez skrzynki z membranowym osuszaczem
- без шкафа, с мембранным осушителем

DK50 PLUS S/M

- so skrinkou, s membránovým sušičom
- ze skrzynką z membranowym osuszaczem
- со шкафом, с мембранным осушителем



Technické údaje Parametry techniczne Технические параметры											
	V/Hz	l.min⁻¹/5 bar	kW	lit.	bar *	S1-S3	°C	dB [A]	kg	mm	
DK50 PLUS	1	230/50(60) 110/60	75	0,55	25	4,5-6,0	S1 - 100%	-	≤ 66	48	460x460x690
DK50 PLUS S	1	230/50(60) 110/60	75	0,55	25	4,5-6,0	S1 - 100%	-	≤ 47	83	560x665x860
DK50 PLUS/M	1	230/50(60) 110/60	60	0,55	25	4,5-6,0	S1 - 100%	-20	≤ 66	54	460x515x690
DK50 PLUS S/M	1	230/50(60) 110/60	60	0,55	25	4,5-6,0	S1 - 100%	-20	≤ 47	90	560x665x860

* Iné pracovné tlaky na požiadanie. Zmena technických parametrov vyhradená.

* Inne ciśnienia robocze na specjalne zamówienie. Zmiana parametrów technicznych zastrzeżona.

* Другие рабочие давления под заказ. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в данные указанные в каталоге.

DK50 2V

pre dve stomatologické súpravy
dla dwóch unitów stomatologicznych
для двух стоматологических установок

DK50 2V

- bez skrinky
- bez skrzynki
- без шумопоглощающего шкафа

DK50 2VS



- so skrinkou
- ze skrzynką
- с шумопоглощающим шкафом

DK50 2V/M

- bez skrinky, s membránovým sušičom
- bez skrzynki z membranowym osuszaczem
- без шкафа, с мембранным осушителем

DK50 2VS/M

- so skrinkou, s membránovým sušičom
- ze skrzynką z membranowym osuszaczem
- со шкафом, с мембранным осушителем



Technické údaje Parametry techniczne Технические параметры							S1-S3				
		V/Hz	l.min ⁻¹ /5 bar	kW	lit.	bar *	S1-S3	°C	dB [A]	kg	mm
DK50 2V	2	230/50(60) 3x400/50	140	1,1	25	5-7	S1 - 100%	-	≤ 71	52	460x460x690
DK50 2VS	2	230/50(60) 3x400/50	140	1,1	25	5-7	S1 - 100%	-	≤ 53	88	560x665x860
DK50 2V/M	2	230/50(60) 3x400/50	115	1,1	25	5-7	S1 - 100%	-20	≤ 71	57	460x535x690
DK50 2VS/M	2	230/50(60) 3x400/50	115	1,1	25	5-7	S1 - 100%	-20	≤ 53	94	560x665x860

* Iné pracovné tlaky na požiadanie. Zmena technických parametrov vyhradená.

* Inne ciśnienia robocze na specjalne zamówienie. Zmiana parametrów technicznych zastrzeżona.

* Другие рабочие давления под заказ. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в данные указанные в каталоге.

DK50 2V/50

pre dve stomatologické súpravy
dla dwóch unitów stomatologicznych
для двух стоматологических установок

DK50 2V/50

- bez skrinky
- bez skrzynki
- без шумопоглощающего шкафа

DK50 2V/50S



- so skrinkou
- ze skrzynką
- с шумопоглощающим шкафом

DK50 2V/50/M

- bez skrinky, s membránovým sušičom
- bez skrzynki, z membranowym osuszaczem
- без шкафа, с мембранным осушителем

DK50 2V/50S/M

- so skrinkou, s membránovým sušičom
- ze skrzynką, z membranowym osuszaczem
- без шкафа, с мембранным осушителем



Technické údaje Parametry techniczne Технические параметры							S1-S3				
		V/Hz	l/min ⁄ 5 bar	kW	lit.	bar *	S1-S3	°C	dB [A]	kg	mm
DK50 2V/50	2	230/50(60) 3x400/50	140	1,1 1,5	50	6-8	S1 - 100%	-	≤ 71	56	595x475x770
DK50 2V/50S	2	230/50(60) 3x400/50	140	1,1 1,5	50	6-8	S1 - 100%	-	≤ 56	108	750x715x1015
DK50 2V/50/M	2	230/50(60) 3x400/50	120	1,1 1,5	50	6-8	S1 - 100%	-20	≤ 71	61	580x585x775
DK50 2V/50S/M	2	230/50(60) 3x400/50	120	1,1 1,5	50	6-8	S1 - 100%	-20	≤ 56	114	750x715x1015

* Iné pracovné tlaky na požiadanie. Zmena technických parametrov vyhradená.

* Inne ciśnienia robocze na specjalne zamówienie. Zmiana parametrów technicznych zastrzeżona.

* Другие рабочие давления под заказ. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в данные указанные в каталоге.

DK50 4VR/50

pre štyri stomatologické súpravy
dla czterech unitów stomatologicznych
для четырех стоматологических установок

DK50 4VR/50

- bez skrinky
- bez skrzynki
- без шумопоглощающего шкафа

DK50 4VR/50S



- so skrinkou
- ze skrzynką
- с шумопоглощающим шкафом

DK50 4VR/50/M

- bez skrinky, s membránovým sušičom
- bez skrzynki z membranowym osuszaczem
- без шкафа, с мембранным осушителем

DK50 4VR/50S/M

- so skrinkou, s membránovým sušičom
- ze skrzynką z membranowym osuszaczem
- со шкафом, с мембранным осушителем



Technické údaje Parametry techniczne Технические параметры							S1-S3				
		V/Hz	l.min⁻¹/5 bar	kW	lit.	bar *	S1-S3	°C	dB [A]	kg	mm
DK50 4VR/50	4	3x400/50	270	2,2	50	6-8	S1 - 100%	-	≤ 77	70	580x580x790
DK50 4VR/50S	4	3x400/50	270	2,2	50	6-8	S1 - 100%	-	≤ 58	128	750x770x1015
DK50 4VR/50/M	3-4	3x400/50	215	2,2	50	6-8	S1 - 100%	-20	≤ 77	81	635x580x790
DK50 4VR/50S/M	3-4	3x400/50	215	2,2	50	6-8	S1 - 100%	-20	≤ 58	139	750x770x1015

* Iné pracovné tlaky na požiadanie. Zmena technických parametrov vyhradená.

* Inne ciśnienia robocze na specjalne zamówienie. Zmiana parametrów technicznych zastrzeżona.

* Другие рабочие давления под заказ. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в данные указанные в каталоге.

DK50 2V/110

pre dve stomatologické súpravy
dla dwóch unitów stomatologicznych
для двух стоматологических установок

DK50 2V/110

- bez skrinky
- bez skrzynki
- без шумопоглощающего шкафа

DK50 2V/110S


- so skrinkou
- ze skrzynką
- с шумопоглощающим шкафом

DK50 2V/110/M

- bez skrinky, s membránovým sušičom
- bez skrzynki, z membranowym osuszaczem
- без шкафа, с мембранным осушителем

DK50 2V/110S/M

- so skrinkou, s membránovým sušičom
- ze skrzynką, z membranowym osuszaczem
- со шкафом, с мембранным осушителем



Technické údaje Parametry techniczne Технические параметры											
		V/Hz	l.min ⁻¹ /5 bar	kW	lit.	bar *	S1-S3	°C	dB [A]	kg	mm
DK50 2V/110	2	230/50(60) 3x400/50	140	1,1	110	5-7	S1 - 100%	-	≤ 71	70	1090x425x815
DK50 2V/110S	2	230/50(60) 3x400/50	140	1,1	110	5-7	S1 - 100%	-	≤ 52	145	1200x720x990
DK50 2V/110M	2	230/50(60) 3x400/50	115	1,1	110	5-7	S1 - 100%	-20	≤ 71	78	1085x640x815
DK50 2V/110S/M	2	230/50(60) 3x400/50	115	1,1	110	5-7	S1 - 100%	-20	≤ 52	153	1200x720x990

* Iné pracovné tlaky na požiadanie. Zmena technických parametrov vyhradená.

* Inne ciśnienia robocze na specjalne zamówienie. Zmiana parametrów technicznych zastrzeżona.

* Другие рабочие давления под заказ. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в данные указанные в каталоге.

DK50 2x2V/110

pre štyri stomatologické súpravy
dla czterech unitów stomatologicznych
для четырех стоматологических установок

DK50 2x2V/110

- bez skrinky
- bez skrzynki
- без шумопоглощающего шкафа

DK50 2x2V/110S


- so skrinkou
- ze skrzynką
- с шумопоглощающим шкафом

DK50 2x2V/110/M

- bez skrinky, s membránovým sušičom
- bez skrzynki, z membranowym osuszaczem
- без шкафа, с мембранным осушителем

DK50 2x2V/110S/M

- so skrinkou, s membránovým sušičom
- ze skrzynką, z membranowym osuszaczem
- без шкафа, с мембранным осушителем



Technické údaje Parametry techniczne Технические параметры											
		V/Hz	l.min ⁻¹ /5 bar	kW	lit.	bar *	S1-S3	°C	dB [A]	kg	mm
DK50 2x2V/110	4	230/50(60) 3x400/50	270	2 x 1,1	110	5-7	S1 - 100%	-	≤ 73	98	1090x425x815
DK50 2x2V/110S	4	230/50(60) 3x400/50	270	2 x 1,1	110	5-7	S1 - 100%	-	≤ 53	173	1200x720x990
DK50 2x2V/110M	3-4	230/50(60) 3x400/50	215	2 x 1,1	110	5-7	S1 - 100%	-20	≤ 73	106	1085x640x815
DK50 2x2V/110S/M	3-4	230/50(60) 3x400/50	215	2 x 1,1	110	5-7	S1 - 100%	-20	≤ 53	181	1200x720x990

* Iné pracovné tlaky na požiadanie. Zmena technických parametrov vyhradená.

* Inne ciśnienia robocze na specjalne zamówienie. Zmiana parametrów technicznych zastrzeżona.

* Другие рабочие давления под заказ. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в данные указанные в каталоге.

DUO DUO 2V DUO 2

kompresor s odsávačkou v jednom

kompresor i ssak razem

компрессор с отсасывателем в одном корпусе

DUO

- kombinácia kompresora DK50 PLUS s jednou odsávačkou
- kombinacja kompresora DK50 PLUS z jednym ssakiem
- компрессор DK50 PLUS с одним отсасывающим агрегатом

DUO 2V





- kombinácia kompresora DK50 2V s jednou odsávačkou
- kombinacja kompresora DK50 2Vz jedným ssakiem
- компрессор DK50 2V с одним отсасывающим агрегатом

DUO 2

- kombinácia kompresora DK50 2V s dvoma odsávačkami
- kombinacja kompresora DK50 2V z dwoma ssakami
- компрессор DK50 2V с двумя отсасывающими агрегатами

DUO/M, DUO 2V/M, DUO 2/M

- s membránovým sušičom
- z membranowym osuszaczem
- с мембранным осушителем



Technické údaje Parametry techniczne Технические параметры											
		V/Hz	l.min ⁻¹ / 5 bar	V/A DC/AC	lit.	bar *	S1-S3	°C	dB [A]	kg	mm
DUO	1	230/50(60)	75	24/0,1	25	4,5-6	S1 - 100%	-	≤ 47	108	560x640x1250
DUO/M	1	230/50(60)	60	24/0,1	25	4,5-6	S1 - 100%	-20	≤ 47	119	560x640x1250
DUO 2V	1-2	230/50(60)	140	24/0,1	25	5-7	S1 - 100%	-	≤ 51	112	560x640x1250
DUO 2V/M	1-2	230/50(60)	115	24/0,1	25	5-7	S1 - 100%	-20	≤ 51	123	560x640x1250
DUO 2	2	230/50(60)	140	24/0,1	25	5-7	S1 - 100%	-	≤ 51	123	560x640x1250
DUO 2/M	2	230/50(60)	115	24/0,1	25	5-7	S1 - 100%	-20	≤ 51	134	560x640x1250

* Iné pracovné tlaky na požiadanie. Zmena technických parametrov vyhradená.

* Inne ciśnienia robocze na specjalne zamówienie. Zmiana parametrów technicznych zastrzeżona.

* Другие рабочие давления под заказ. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в данные указанные в каталоге.

DO M

mobilné odsávacie zariadenie
ssak jezdny
мобильный дентальный отсасыватель

- je určená pre potreby stomatologickej praxe k odsávaniu, odlúčeniu a zachyteniu odpadu do vstavanej separačnej nádoby
- jest wykorzystywany w gabinetach stomatologicznych. Odsysa nieczystości rozdzielając je od powietrza w pojemniku separującym.
- Предназначено для отсоса, сепарации и улавливания отходов во встроенную сепараторную емкость во время стоматологических процедур.



Technické údaje Parametry techniczne Технические параметры	 V/Hz	 (max)	 (max)	S1-S3	 [A]	 kg	 mm
	V/Hz	lit.min ⁻¹	kPa	S1-S3	[A]	kg	mm
DO M	230/50(60) 110/60	1100	12	S1 - 100%	≤ 48	36	565x350x860

Zmena technických parametrov vyhradená.

Zmiana parametrów technicznych zastrzeżona.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в данные указанные в каталоге.

DO 2.1(T)

odsávačka
ssak
отсасывающее устройство


- Služi ako zdroj podtlaku pre dentálnu súpravu. Odsávačka na základni je vybavená modulom ovládania, ktorý zapína odsávačku spínačom (DO 2.1T) alebo riadiacim napätím zo súpravy (DO 2.1).
- Służy jako źródło podciśnienia dla unitów dentystycznych. Ssak standardowo wyposażony jest w moduł sterowania, który uruchamia urządzenie po włączeniu włącznika (DO 2.1T), albo po podłączeniu napięcia sterującego z unitu (DO 2.1).
- Служит в качестве источника частичного вакуума для установки. Отсасыватель оснащен модулем управления, который отвечает за включение отсасывателя посредством выключателя (DO 2.1T) или управляющим напряжением из установки (DO 2.1).

DO 2.1 Z DO 2.1-10 Z

- bez skrinky
- bez skrzynki
- без шумопоглощающего шкафа

DO 2.1 Z DO 2.1-10 Z

- so skrinkou
- ze skrzynką
- с шумопоглощающим шкафом



Technické údaje Parametry techniczne Технические параметры						S1-S3			
		V/Hz	lit.min ⁻¹ (max)	kPa (max)	V/A DC/AC	S1-S3	dB [A]	kg	mm
DO 2.1	✓	230/50(60) 110/60	1100	12	24/0,1	S1 - 100%	≤ 46	27	380x525x575
DO 2.1 Z	✓	230/50(60) 110/60	1100	12	24/0,1	S1 - 100%	≤ 58	15	290x430x350
DO 2.1 - 10	✓	230/50(60) 110/60	1100	12	24/0,1	S1 - 100%	≤ 46	29	420x525x620
DO 2.1 - 10 Z	✓	230/50(60) 110/60	1100	12	24/0,1	S1 - 100%	≤ 58	15	330x430x350

Zmena technických parametrov vyhradená.

Zmiana parametrów technicznych zastrzeżona.


Производитель оставляет за собой право вносить изменения в данные указанные в каталоге.

DUPLEX

pre centrálny rozvod
do centralnej kompresorowni
для централизованной компрессорной

DK50 4x2V/M

- s adsorpčným sušičom
- z adsorpcyjnym osuszaczem
- с адсорбционным осушителем



Technické údaje Parametry techniczne Технические параметры							S1-S3				
	V/Hz	V/Hz	l.min-1/5 bar	kW	lit.	bar *	S1-S3	°C	dB [A]	kg	mm
DK50 4x2VM	6-8	3x400/50	480	4 x 1,1	220	6-8	S1 - 100%	-20	≤ 73	240	970x1120x900

* Iné pracovné tlaky na požiadanie. Zmena technických parametrov vyhradená.

* Inne ciśnienia robocze na specjalne zamówienie. Zmiana parametrów technicznych zastrzeżona.

* Другие рабочие давления под заказ. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в данные указанные в каталоге.

TOWER

pre centrálny rozvod
do centralnej kompresorowni
для централизованной компрессорной

**DK50 4x2VT/M, DK50 6x2VT/M,
DK50 9x2VT/M, DK50 12x2VT/M,
DK50 15x2VT/M**

- zostava pozostávajúca zo 4, 6, 9, 12 alebo 15 kompresorov a z adsorpčného sušiča vzduchu
- zestaw złożony z 4, 6, 9, 12 albo 15 kompresorów z adsorbcyjnym osuszaczem powietrza
- комплект состоит из 4, 6, 9, 12 или 15 компрессоров и адсорбционного осушителя воздуха



Technické údaje Parametry techniczne Технические параметры											
	V/Hz	V/Hz	l.min ⁻¹ /5 bar	kW	lit.	bar *	S1-S3	°C	dB [A]	kg	mm
DK50 4x2VT/M	6 - 8	3x400/50	480	4 x 1,1	220	6-8	S1 - 100%	-20	≤ 73	360	2475x500x1740
DK50 6x2VT/M	9 - 12	3x400/50	720	6 x 1,1	330	6-8	S1 - 100%	-20	≤ 74	450	2475x500x1740
DK50 9x2VT/M	13 - 18	3x400/50	1080	9 x 1,1	330	6-8	S1 - 100%	-20	≤ 75	540	2910x500x1740
DK50 12x2VT/M	19 - 24	3x400/50	1440	12 x 1,1	330	6-8	S1 - 100%	-20	≤ 76	655	3460x500x1740
DK50 15x2VT/M	25 - 30	3x400/50	1800	15 x 1,1	330	6-8	S1 - 100%	-20	≤ 83	745	4060x500x1740


* Iné pracovné tlaky na požiadanie. Zmena technických parametrov vyhradená.

* Inne ciśnienia robocze na specjalne zamówienie. Zmiana parametrów technicznych zastrzeżona.

* Другие рабочие давления под заказ. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в данные указанные в каталоге.

MD

- pre efektívne zníženie rosného bodu a filtrovanie nečistôt tlakového vzduchu
- dla skutecznego obniżenia punktu rosy i filtrowania zanieczyszczeń sprężonego powietrza
- для эффективного снижения точки росы и фильтрации загрязнений, содержащихся в сжатом воздухе



membránové sušiče
membranowe osuszacze
мембранные осушители



Technické údaje Parametry techniczne Технические параметры	Pre kompresor Dla sprężarki/ Для компрессора	⚡/Hz	↔ /5 bar	⌚	↕	S1-S3	🌡	📊	↗
		V/Hz	L.min ⁻¹ /5 bar	bar	μm	S1-S3	°C	kg	mm
MD1	DK50-10	230/50(60) 110/60	60	4-6	5+0,3	S1 - 100%	-20	6	290x310x410
MD3	DK50 PLUS	230/50(60) 110/60	60	4-6	5+0,3	S1 - 100%	-20	6	290x310x410
MD5	DK50 2V	230/50(60) 110/60 3x400/50	115	5-7	5+0,3	S1 - 100%	-20	6	375x235x350
MD6	DK50 2V/50	230/50(60) 110/60 3x400/50	120	6-8	5+0,3	S1 - 100%	-20	6	290x310x410
MD8	DK50 4VR/50	230/50(60) 110/60 3x400/50	215	6-8	5+0,3	S1 - 100%	-20	11	430x485x190
MD9	DK50 2V/110	230/50(60) 110/60 3x400/50	115	5-7	5+0,3	S1 - 100%	-20	8	450x420x205
MD12	DK50 2x2V/110	230/50(60) 110/60 3x400/50	215	5-7	5+0,3	S1 - 100%	-20	8	585x415x205

KJF

kondenzačná a filtračná jednotka
zespół kondensacyjno filtracyjny
конденсатно-фильтровальный агрегат

KJF 1 KJF 2

- pre čiastočné odlúčenie vlhkosti a filtrovanie nečistôt tlakového vzduchu
- dla częściowego obniżenia wilgotności powietrza oraz zatrzymania za nieczyszczeń
- предназначен для частичного устранения влажности и отфильтровки загрязнений, содержащихся в сжатом воздухе

Technické údaje Parametry techniczne Технические параметры	↔ /5 bar	⌚ (max)	S1-S3	📊	↗
	L.min ⁻¹ /5 bar	bar	S1-S3	kg	mm
KJF 1	140	8	S1 - 100%	3	380x100x440
KJF 2	280	8	S1 - 100%	3,5	380x150x440



FILTRAČNÉ JEDNOTKY

FILTRY

ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ



pre filtrovanie tlakového vzduchu
do filtrowania tłoczonego powietrza
фильтровальные агрегаты предназначены
для фильтрации сжатого воздуха


Technické údaje Parametry techniczne Технические параметры			
	$l \cdot min^{-1}$	μm	
FS	0 - 2000	30/5/0.3/0.01	⊙ ⊕

REGULÁTORY TLAKU

REGULATORY CIŚNIENIA

РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ

pre reguláciu tlaku na výstupe
do regulacji ciśnienia wylotowego
для регулирования выходного давления



- Sady sú dodávané podľa typu kompresora :
Zestawy dostarczane zgodnie z typem kompresora :
Наборы, поставляемые в зависимости от типа компрессора :

REG 1 - DK50 Z, DK50 S, DK 50-10 Z, DK 50-10S

REG 1.1 - DK50-10Z/M, DK50-10S/M

REG 2 - DK 50 PLUS S, DK 50 PLUS S/M, DK 50 2VS, DK 50 2VS/M

REG 3 - DK50 2x2VS/110, DK50 2x2VS/110/M

AUTODRAIN

automatické odvádzanie kondenzátu
automatyczne odprowadzanie kondensatu
автоматический отвод конденсата

- Sada pre automatické odvádzanie kondenzátu zabezpečuje automatické vypúšťanie skondenzovanej kvapaliny zo vzdušníka kompresora v nastavených časových intervaloch.
- Zestaw do automatycznego odprowadzania kondensatu zapewnia automatyczne wypuszczanie skondensowanej pary wodnej ze zbiornika kompresora w regulowanych przedziałach czasowych.
- Набор для автоматического отвода конденсата обеспечивает автоматический слив сконденсированной жидкости из ресивера компрессора в установленные интервалы времени.
- Sady sú dodávané podľa typu kompresora :
Zestawy dostarczane zgodnie z typem kompresora :
Наборы, поставляемые в зависимости от типа компрессора :



AOK 1 - DK50 Z, DK50-10 Z

AOK 1 S - DK50 S, DK50-10 S

AOK 2 - DK50 PLUS, DK50 2V

AOK 2 S - DK50 PLUS S, DK50 2VS

AOK 3 - DK50 2V/110, DK50 2x2V/110

AOK 3 S - DK50 2V/110S, DK50 2x2V/110S

AOK 4 - DK50 2V/50

AOK 4 S - DK50 2V/50S

DS1



Tlmič hluku bez filtra zníži hlučnosť výrobku pri činnosti odsávačky až o 4 dB. Tlmič hluku je vhodné použiť pri riešeníach, keď je vyústenie výfuku z odsávačky mimo miestnosti.

DS6 DS7



Tlumič haľsu bez filtra obníža poziom haľsu ssaka až o 4 dB. Tlumič haľsu môže byť užytý bezpošrednio v gabinetec stomatologicznym.

tlmič hluku bez filtra
tłumik hałasu bez filtra
глушитель шума без
фильтра

Глушитель шума без фильтра подавляет уровень шума во время работы отсасывателя на 4 дБ. Глушитель шума без фильтра предназначен для монтажа вне помещения.

Typ tlmiča	Objednávacie číslo	DO 2.1	DUO DUO 2V	DUO 2
Tlmič hluku bez filtra DS1*	604021115	✓	✓	✓
Tlmič hluku bez filtra DS6**	604021535		✓	
Tlmič hluku bez filtra DS7**	604021536			✓

Typ tłumika	Numer katalogowy	DO 2.1	DUO DUO 2V	DUO 2
Tłumik hałasu bez filtra DS1*	604021115	✓	✓	✓
Tłumik hałasu bez filtra DS6**	604021535		✓	
Tłumik hałasu bez filtra DS7**	604021536			✓

Тип глушителя	Номер заказа	DO 2.1	DUO DUO 2V	DUO 2
Глушитель шума без фильтра DS1*	604021115	✓	✓	✓
Глушитель шума без фильтра DS6**	604021535		✓	
Глушитель шума без фильтра DS7**	604021536			✓

DS2



tlmič hluku na stenu
tłumik hałasu ścienny
глушитель шума настенный

Tlmič hluku na stenu zníži hlučnosť výrobku pri činnosti odsávačky až o 4 dB. Tlmič hluku bez filtra je vhodné použiť pri riešeníach, keď je vyústenie výfuku z odsávačky mimo miestnosti. Tlmič hluku s filtrom je doplnený o bakteriologický filter a tým je vhodný pre inštaláciu priamo v ordinácii.

Tłumik hałasu ścienny obníža poziom hałasu ssaka aż o 4 dB. Tłumik hałasu bez filtra zaleca się umieszczać w pomieszczeniach poza gabinetem lekarskim. Tłumik hałasu z filtrem jest wyposażony w filtr bakteriacyjny, dlatego może być umieszczany bezpośrednio w gabinetach stomatologicznych.

Глушитель шума настенный подавляет уровень шума во время работы отсасывателя на 4 дБ. Глушитель шума без фильтра предназначен для монтажа вне помещения. Глушитель шума с бактериологическим фильтром (HEPA) предназначен для монтажа прямо внутри помещения.

Typ tlmiča	Objednávacie číslo
Tlmič hluku na stenu bez filtra DS2	604001079
Tlmič hluku na stenu s filtrom DS2	604001080

Typ tłumika	Numer katalogowy
Tłumik hałasu ścienny bez filtra DS2	604001079
Tłumik hałasu ścienny z filtrem DS2	604001080

Тип глушителя	Номер заказа
Глушитель шума настенный без фильтра DS2	604001079
Глушитель шума настенный с фильтром DS2	604001080

DS3



Tlmič hluku s filtrom zníži hlučnosť výrobku pri činnosti odsávačky až o 4 dB. Tlmič hluku s filtrom je doplnený o bakteriologický filter a tým je vhodný pre inštaláciu priamo v ordinácii.

DS4 DS5



Tłumik hałasu z filtrem obníža poziom hałasu ssaka aż o 4 dB. Tłumik hałasu z filtrem jest wyposażony w filtr bakteriacyjny, dlatego może być umieszczany bezpośrednio w gabinetach stomatologicznych.

tlmič hluku s filtrom
tłumik hałasu s filtrom
глушитель шума с фильтром

Глушитель шума с фильтром подавляет уровень шума во время работы отсасывателя на 4 дБ. Глушитель шума с бактериологическим фильтром (HEPA) предназначен для монтажа прямо внутри помещения.

Typ tlmiča	Objednávacie číslo	DO 2.1	DUO DUO 2V	DUO 2
Tlmič hluku s filtrom DS3	604021145	✓		
Tlmič hluku s filtrom DS3*	604021161		✓	
Tlmič hluku s filtrom DS3**	604021146			✓
Tlmič hluku s filtrom DS4**	603011849		✓	
Tlmič hluku s filtrom DS5**	603011994			✓

Typ tłumika	Numer katalogowy	DO 2.1	DUO DUO 2V	DUO 2
Tłumik hałasu z filtrem DS3	604021145	✓		
Tłumik hałasu z filtrem DS3*	604021161		✓	
Tłumik hałasu z filtrem DS3**	604021146			✓
Tłumik hałasu z filtrem DS4**	603011849		✓	
Tłumik hałasu z filtrem DS5**	603011994			✓

Тип глушителя	Номер заказа	DO 2.1	DUO DUO 2V	DUO 2
Глушитель шума с фильтром DS3	604021145	✓		
Глушитель шума с фильтром DS3*	604021161		✓	
Глушитель шума с фильтром DS3**	604021146			✓
Глушитель шума с фильтром DS4**	603011849		✓	
Глушитель шума с фильтром DS5**	603011994			✓

* Platí pre DUO, DUO 2V, DUO 2 do v.č. D8869-08-09

** Platí pre DUO, DUO 2V, DUO 2 od v.č. D8870-09-09

* Obowiązuje dla DUO, DUO 2V, DUO 2 do nr fabrycznego D8869-08-09

** Obowiązuje dla DUO, DUO 2V, DUO 2 od nr fabrycznego D8870-09-09

* Действует для DUO, DUO 2V, DUO 2 до зав.ном. D8869-08-09

** Действует для DUO, DUO 2V, DUO 2 с зав.ном. D8870-09-09

AIR FOR LIFE



Počet stomatologických súprav
Ilość zestaw dentystycznych
Количество стоматологических установок



Menovité napätie/ frekvencia
Napięcie znamionowe/ częstotliwość
Номинальное напряжение/ частота



/5 bar
Výkonnosť kompresora
Wydajność kompresora
Производительность компрессора



Výkon motora
Moc silnika
Мощность двигателя



Objem vzdušníka
Pojemność zbiornika
Объем ресивера



Pracovný tlak
Ciśnienie robocze
Рабочее давление



(max)
Maximálny pracovný tlak
Maks. ciśnienie robocze
Макс. рабочее давление

S1-S3

Režim prevádzky
Tryb eksploatacji
Режим эксплуатации



Stupeň sušenia vzduchu (atmosferický rosný bod)
Stopień suszenia powietrza (punkt rosy)
Степень высушивания воздуха (атмосферная точка выпадения росы)



Hlučnosť
Głośność
Уровень шума



Hmotnosť
Masa
Масса



Rozmery (š x h x v)
Wymiary (sz x g x w)
Размеры (ш x гл x в)



Riadiace napätie
Napięcie sterujące
Управляющее напряжение



Množstvo filtrovaného vzduchu
Ilość filtrowanego powietrza
Количество отфильтрованного воздуха



Stupeň filtrácie
Stopień filtracji
Слив конденсата



Automaticky
Automatycznie
Автоматический



Poloautomaticky
Półautomatycznie
Полуавтоматический



Oblasť tlakov nepovolenej prevádzky sušiča.
Zakres ciśnień dotyczący sytuacji, gdy nie wolno uruchamiać suszarki.
Диапазон давления, при котором работа осушителя запрещена.



Možnosť spustania odsávačky modulom „T“ zo súpravy
Możliwość spuszczać ssak modułem „T” z unita
Возможность включения отсасывателя модулем „Т” из установки



Vypustenie kondenzátu
Usuwanie kondensatu
Слив конденсата



(max)
Maximálny prietok
Maksymalny przepływ
Максимальный расход



(max)
Maximálny podtlak
Maksymalne podciśnienie
Максимальное разрежение

AIR FOR LIFE

DK50
DK50-10
DK50 PLUS
DK50 2V
DK50 2V/50
DK50 4VR/50
DK50 2V/110
DK50 2x2V/110
DUO, DUO 2V, DUO 2
DO M
DO 2.1
DUPLEX
TOWER
MD
KJF
FS REG
DS1, DS2, DS3, DS4, DS5, DS6, DS7



Zmena technických parametrov vyhradená.
Zmiana parametrów technicznych zastrzeżona.
Производитель оставляет за собой право вносить
изменения в данные указанные в каталоге.



VÝROBCA:
PRODUCENT:
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

EKOM spol. s r.o.
Priemyselná 5031/18
921 01 PIEŠŤANY
Slovak Republic
tel.: +421 33 7967205
fax: +421 33 7967223
e-mail: ekom@ekom.sk
www.ekom.sk

KL-DENT-SK/PL/RU-06-03/2014